



**ATO**  
MEDICAL VEST




# *Dispozitive medicale* *catalog*



## CUPRINS

<i>Dispozitive de mers</i>	<b>04</b>
<i>Orteze pentru coloană</i>	<b>09</b>
<i>Orteze pentru membrul superior</i>	<b>17</b>
<i>Orteze pentru membrul inferior</i>	<b>23</b>
<i>Orteze pentru copii</i>	<b>32</b>
<i>Ghete ortopedice/produse pentru îngrijirea piciorului</i>	<b>38</b>
<i>Proteze pentru membrul superior și pentru membrul inferior</i>	<b>42</b>
<i>Proteze de sân</i>	<b>48</b>
<i>Produse chirurgicale</i>	<b>50</b>
<i>Dispozitive pentru protezare stomii</i>	<b>52</b>
<i>Dispozitive pentru incontinență urinară</i>	<b>55</b>
<i>Ciorapi compresivi</i>	<b>58</b>
<i>Produse pentru gravide</i>	<b>60</b>
<i>Produse pentru îngrijire la domiciliu</i>	<b>63</b>
<i>Produse naturiste</i>	<b>71</b>



## DESPRE NOI

*Atomedical Vest, producător și distribuitor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale înțelege pe deplin suferința și nevoile pacienților. Fiind dedicați îmbunătățirii rezultatelor recuperării medicale, în egală măsură ne preocupăm de nevoile emoționale ale pacienților și ale familiilor acestora.*

*Personalul nostru specializat oferă soluții individualizate oferind consiliere pre și post protezare, confecționarea de proteze și orteze pe măsură individuală, încălțăminte ortopedică, susținători plantari pe bază de amprentare computerizată și pe bază de mulaj gipsat, reparații și întreținere în perioada de garanție și post garanție. Ne-am propus ca scop menținerea calității produselor și a serviciilor, colaborând cu firme de renume din Germania, Franta, Italia, Olanda, Spania, Ungaria. Am creat un brand propriu de dispozitive medicale ATOMED, având posibilitatea de a ne adapta cu ușurință la nevoile pacienților. Totodată în gama noastră de produse găsiți dispozitive de mers, ciorapi medicinali de compresie, produse pentru protezare stomii, produse tehnico medicale, produse pentru gravide, produse naturiste.*

*Ne-am propus să fim alături de clienți și de medicii specialiști, nu doar cu cele mai performante dispozitive medicale dar și cu cele mai recente informații, date de cea mai bună calitate din domeniul nostru de activitate, tehnologii noi, rezultate ale cercetărilor științifice ori modificări ale legislației.*

*Compania noastră se află în relații contractuale cu majoritatea Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, precum și cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, dispozitivele medicale, care fac obiectul contractelor încheiate cu CAS, putând fi decontate de către pacienți total sau parțial.*

## LEGENDA



*Produsul se compensează prin sistemul CNAS*



*Produsul nu se compensează prin sistemul CNAS*



## DISPOZITIVE DE MERS

*Dispozitivele de mers sunt destinate persoanelor cu dificultăți de deplasare. Acestea oferă un suport și siguranță în mers, transportul persoanelor cu dizabilități motorii temporare sau permanente, reduc riscul de cădere, și sunt indispensabile pentru patologii în care este interzisă încărcarea membrului pelvin.*



## 1. BASTON, BASTON CU TREI/PATRU PICIOARE

### DESCRIERE

- confeționat din tub de duraluminiu, ușor
- reglabil la 10 trepte diferite în funcție de înălțimea utilizatorului
- protejate împotriva coroziunii
- cu mâner anatomic care oferă confort la utilizare
- fiecare capăt inferior este prevăzut cu un amortizor din cauciuc cu proprietăți antiderapante care poate fi înlocuit.

### INDICAȚII

- persoane vârstnice
- instabilitate la mers
- descărcarea în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatiche
- afecțiuni neurologice
- dureri reumatismale
- după diferite intervenții chirurgicale.
- disponibil în mai multe culori
- max 90 kg
- reglabil pe înălțime 82.5-92.5 cm



## 2. CÂRJĂ CU SPRIJIN PE ANTEBRAȚ METALICĂ

### DESCRIERE

- confeționat din tub de duraluminiu, ușor
- reglabil la 10 trepte diferite în funcție de statura utilizatorului
- protejate împotriva coroziunii
- cu sprijin pe antebraț
- dotat cu „ochi de pisică”
- capătul inferior este prevăzut cu un amortizor din cauciuc cu proprietăți antiderapante care poate fi înlocuit.

### INDICAȚII

- persoane vârstnice
- instabilitate la mers
- descărcarea în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatiche
- afecțiuni neurologice
- dureri reumatismale
- după diferite intervenții chirurgicale.

### MĂRIMI

- disponibil în mai multe culori
- incarcare maxima: 130 kg
- adulți: reglabilă în înălțime 74-97cm



## 3. CÂRJĂ CU SPRIJIN PE ANTEBRAȚ METALICĂ

### DESCRIERE

- mâner siliconat
- capătul inferior este prevăzut cu un amortizor din cauciuc cu proprietăți antiderapante tip ventuză care poate fi înlocuit.

### INDICAȚII

- persoane vârstnice
- instabilitate la mers
- descărcarea în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatiche
- afecțiuni neurologice
- dureri reumatismale
- după diferite intervenții chirurgicale.

### MĂRIMI

- max 130 kg
- reglabilă în înălțime 74-97cm



## 4. CÂRJĂ CU SPRIJIN SUBAXILAR METALICĂ

### DESCRIERE

- confeționat din tub de duraluminiu ușor
- reglabil la 10 trepte diferite în funcție de statura utilizatorului
- protejate împotriva coroziunii
- cu sprijin subaxilar
- suprafață de sprijin subaxilar confeționată din poliuretan moale
- capătul inferior este prevăzut cu un amortizor din cauciuc cu proprietăți antiderapante care poate fi înlocuit.

### INDICAȚII

- copii cu dizabilități motorii
- persoane vârstnice
- instabilitate la mers
- descărcarea în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatiche
- afecțiuni neurologice
- dureri reumatismale
- după diferite intervenții chirurgicale.

### MĂRIMI

- copii: reglabilă în înălțime de la 93 cm la 114 cm
- adulți: reglabilă în înălțime de la 112.5 cm la 140 cm
- incarcare: 130kg





## 5. CADRU DE MERS

### PLIABIL

#### DESCRIERE

- confectionat din aluminiu anodizat ajustabil în înălțime cu mâner
- capătul inferior este prevăzut cu amortizoare din cauciuc cu proprietăți antiderapante care pot fi înlocuite.

#### INDICAȚII

- persoane vârstnice
- instabilitate la mers
- descărcarea totală sau parțială în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatice
- afecțiuni neurologice
- dureri reumatismale
- după diferite intervenții chirurgicale

#### MĂRIMI

- înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 80.5 la 98 cm
- forma trapez 61÷62cm x 47÷50 cm h x 59÷61cm



## 6. CADRU DE MERS

### FIX

#### DESCRIERE

- confectionat din aluminiu anodizat ajustabil în înălțime cu mâner
- capătul inferior este prevăzut cu amortizoare din cauciuc cu proprietăți antiderapante care pot fi înlocuite.

#### INDICAȚII

- persoane vârstnice
- instabilitate la mers
- descărcarea totală sau parțială în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatice
- afecțiuni neurologice
- dureri reumatismale
- după diferite intervenții chirurgicale

#### MĂRIMI

- înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 75 la 82.5 cm
- forma trapez 60cm x 40cmh x 40cm



## 7. CADRU DE MERS

### PĂȘITOR

#### DESCRIERE

- forma trapez 57÷58cmx43÷44hx52÷53cm
- fiecare parte a structurii se mișcă alternativ, oferind posibilitatea de menținere sau recuperare progresiva a mersului, independent de prezența unei persoane însoțitoare
- pliere ușoară prin apăsarea unui mecanism.
- mânere și amortizoare de cauciuc moi și sigure

#### INDICAȚII

- persoane vârstnice
- în deplasarea persoanelor cu dizabilități cronice severe de etiologie neurologică (ataxie, sindrom parkinsonian, TVM, TCC)
- instabilitate și tulburări de echilibru în mers de diferite etiologii (algice, musculare, anxiozitate)
- se utilizează numai pe suprafețe netede și solide

#### MĂRIMI

- înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 71 la 86 cm
- greutatea maximă 130kg



## 8. CADRU DE MERS

### ROLATOR

#### DESCRIERE

- scaun și coș cu mânere ergonomice
- structură de oțel vopsită epoxy
- 4 roți pline
- 2 roți fixe, 2 roți mobile
- amplifică senzația de stabilitate și siguranță în timpul mersului
- prevăzut cu frână de siguranță care se acționează cu forță egală
- oferă sprijin simetric și posibilitate de ședere pentru odihnă
- greutate rolator inclusiv scaun: 12 kg

#### INDICAȚII

- persoane vârstnice
- în deplasarea persoanelor cu dizabilități cronice severe de etiologie neurologică (ataxie, sindrom parkinsonian, TVM, TCC)
- instabilitate și tulburări de echilibru în mers de diferite etiologii (algice, musculare, anxiozitate)
- Se utilizează numai pe suprafețe netede și solide

#### MĂRIMI

- ajustabil în înălțime 80-99cm
- greutate maximă utilizator: 120 kg





## 9. CADRU DE MERS CU 2 ROȚI

### DESCRIERE

● Cadru cu roți frontale, realizat din oțel, vopsit epoxy. Cadrul este prevăzut cu suport pentru așezat, pentru odihnă și este ușor de pliat.

### INDICAȚII

- Persoane cu probleme de echilibru
- Perioada de recuperare- reeducarea mersului
- Persoane cu forță musculară scăzută
- Vârstnici

### MĂRIMI

- Înălțime reglabilă: 67-95 cm
- Greutate maximă utilizator: 120 kg



## 10. FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ

### DESCRIERE

- cadru confecționat din metal
- tapițeria din piele artificială sau din vinil
- greutate maximă susținută 120 kg
- roți din aluminiu cu cauciuc plin
- suport detașabil pentru brațe
- mâner braț tip birou
- centura auto în dotare
- greutate proprie: 18 kg

### INDICAȚII

- persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare etc.)
- vârstnici
- persoane cu posibilitate limitată de deplasare
- postoperator
- persoane cu amputații de membru inferior

### MĂRIMI

- Lățimea șezutului:
- 41 cm
  - 43 cm
  - 45 cm
  - 48 cm
  - 51 cm



## 11. FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ CU TETIERĂ

### DESCRIERE

- șasiu din oțel
- suporturi de membru inferior cu rabat în interior sau exterior, demontabile și reglabile fără scule
- dimensiune de gabarit redusă în stare pliată
- spătarul fotoliului este reglabil și se poate lăsa pînă la nivelul șezutului
- spătarul poate fi prelungit cu ajutorul unei prelungiri: tetieră tip pernă
- frâne de staționare standard
- greutate maximă susținută 120 kg
- bandă sprijin gambă cu sistem velcro, neagră.

### INDICAȚII

- persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare etc.)
- vârstnici
- persoane cu posibilitate limitată de deplasare
- postoperator
- persoane cu amputații de membru inferior

### MĂRIMI

- lățime șezut: 40 cm, 43 cm, 45 cm
- adâncime șezut 40 cm (+ /- 1 cm)
- distanță șezut față de sol 49 cm (+ /- 2 cm)
- înălțime spătar 52 cm
- capacitate încărcare max. 120 kg
- anvelopă solidă
- greutate fotoliu: 18 kg
- opțiuni: roată anti-răsturnare, centură de siguranță, reglaj unghiular suport membru inferior, suport membru superior cu capitonaj lung, pernă antiescară.





## 12. FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ COPII

### DESCRIERE

- ☛ sprijin pentru braț detașabil
- ☛ sprijin picioare fix
- ☛ sistem de frânare mecanic
- ☛ pliabil
- ☛ șezutul și spătarul din material moale ușor de curățat și spălat
- ☛ roți față din cauciuc plin și roți spate din aluminiu cu spițe și cauciuc pneumatice

### INDICAȚII

- ☛ copiii cu dizabilități moto

### MĂRIMI

- ☛ dimensiuni: 87x33x70 cm
- ☛ dimensiune șezut: 35 cm
- ☛ sarcină maximă pacient 100 kg



## 14. FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ DE CAMERĂ CU VAS DE TOALETĂ

### DESCRIERE

- ☛ Fotoliu rulant tip toaletă este fabricat din tuburi de oțel. Avantajul lui este că se poate muta foarte ușor și repede în funcție de necesități. Roțile din spate sunt blocabile. Pe schelet sunt aplicate suporturi din plastic pentru picioare care se pot plia ușor, șezut din burete pentru confort sport..
- ☛ Sarcina maximă: 90kg.

### INDICAȚII

- ☛ pentru persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare etc.);
- ☛ pentru persoane cu posibilitate limitată de deplasare;
- ☛ postoperator;
- ☛ pentru persoane cu amputații de membru inferior



## 13. FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ DE CAMERĂ CU VAS DE TOALETĂ

### DESCRIERE

- ☛ este ușor de întreținut și de manipulat
- ☛ cadru din aluminiu vopsit cu vopsea epoxidică
- ☛ suport braț rabatabil
- ☛ sprijin picioare detașabil și reglabil
- ☛ găleată cu capac mobilă
- ☛ greutate maximă 125 kg
- ☛ 4 roți cu diametru de 100 mm, două dintre ele având sistem de frânare.

### INDICAȚII

- ☛ pentru persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare etc.)
- ☛ vârstnici
- ☛ pentru persoane cu posibilitate limitată de deplasare
- ☛ postoperator
- ☛ pentru persoane cu amputații de membru inferior



## 15. SCAUN FIX WC

### DESCRIERE

- ☛ este ușor de întreținut și de manipulat
- ☛ suport braț rabatabil
- ☛ tubulatură ușoară, picioare reglabile în înălțime
- ☛ greutate maximă 110 kg

### INDICAȚII

- ☛ persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare etc.)
- ☛ vârstnici
- ☛ persoane cu posibilitate limitată de deplasare
- ☛ postoperator
- ☛ persoane cu amputații de membru inferior



## ORTEZE PENTRU COLOANĂ

*Ortezele pentru coloana vertebrală sunt dispozitive medicale confecționate pentru tratamentul sau prevenția patologiilor la nivelul coloanei vertebrale. Aceste orteze cervicale, cervico-dorsale, lombare, toracolombosacrale au rolul de a susține, de a corecta, de a imobiliza sau de a oferi o stabilitate zonei afectate.*





## 16. ORTEZĂ CERVICALĂ PHILADELPHIA

### DESCRIERE

- Gulerul este fabricat dintr-un material ușor, neabsorbant, denumit plastazot. Acesta oferă susținere și stabilitate în același timp. Înălțimea este fixă.
- Prezintă suport pentru barbă și un contur anatomic pentru un plus de stabilitate. Acest guler din două piese se adaptează ușor pe gât și se închide prin sistem velcro.

### INDICAȚII

- dureri cervicale
- osteoartrită
- hernie de disc cervicală
- politraumatisme
- traumatisme vertebro-medulare cu traheotomie

### MĂRIMI

S	M	L
34-36 cm	36-38 cm	38-40 cm



## 18. ORTEZĂ CERVICOTORACICĂ CLAVICULARĂ

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, prevăzută cu 3 benzi de fixare:
  - 2 benzi care înconjoară umerii, corectând prin tracțiune poziția trunchiului
  - o bandă este situată posterior, folosind la reglarea intensității tracțiunii.
- Toate cele 3 benzi sunt reglabile. Pentru scurtarea benzilor, se îndepărtează scaiul tip crocodil de pe extremități, se taie banda la lungimea optimă pe semnele transversale prefigurate și se re poziționează scaiul. Cele 2 benzi care înconjoară umerii sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.
- Orteza este confecționată dintr-un material moale, care nu se întinde (rigid) și nu deranjează în timpul purtării. Suprafața mare pe care se poate fixa scaiul permite un reglaj și o tracțiune foarte bună, ceea ce ajută la revenirea claviculei la forma anatomică în caz de fractură. Pentru a avea efect se reajustează în timpul purtării. Închiderea se face cu scai.

### INDICAȚII

- fixarea claviculei în fracturi cu sau fără deplasare
- stimularea musculaturii interscapulare
- corectarea poziției vicioase a coloanei toracale

### MĂRIMI

- universală



## 17. ORTEZĂ CERVICALĂ SCHANTZ

### DESCRIERE

- Orteza este realizată din spumă poliuretanică (burete) de 3 cm grosime, acoperită cu o husă din bumbac. Are formă anatomică, asigurând o potrivire optimă și un confort sporit la purtare.

### INDICAȚII

- în fazele acute ale proceselor reumatice
- torticolis, spondiloză cervicală, hernii de disc cervicale
- modificări degenerative ale coloanei cervicale
- sindromul cervical
- traumatisme vertebro-medulare

### MĂRIMI

1	2	3	4
29-35 cm	36-41 cm	41-47 cm	47-53 cm



## 19. ORTEZĂ CERVICOTORACICĂ HAM DE MEMORIE

### DESCRIERE

- Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu:
  - 2 atele paravertebrale din material plastic pentru susținere
  - 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectând prin tracțiune poziția trunchiului.
- Benzile sunt prevăzute cu manșoane (din burete căptușit cu bumbac) pentru protecție axilară.
- Închiderea se face anterior cu scai.

### INDICAȚII

- prevenirea sau reducerea cifozei
- corectarea ținutei vicioase
- stimularea senzației de postură corectă a coloanei toracice superioare și a segmentului interscapular

### MĂRIMI

1	2	3
75-85 cm	85-95 cm	95-105 cm
4	5	6
105-115 cm	115-125 cm	125-135 cm



## 20. ORTEZĂ CERVICOTORACICĂ

### DESCRIERE

- Este realizată din material textil elastic.
- Are 2 componente care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectând prin tracțiune poziția trunchiului.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lățime: 6 cm
- Datorită celor 2 componente și închiderii anterioare poziționarea se poate face foarte ușor.

### INDICAȚII

- pentru corectarea pozițiilor vicioase ale coloanei dorsale;
- tonus postural scăzut;
- fixarea claviculei în caz de fracturi cu sau fără deplasare;
- stimularea musculaturii interscapulare

### MĂRIMI

1	2	3
75-85 cm	85-95 cm	95-105 cm
4	5	6
105-115 cm	115-125 cm	125-135 cm



## 21. ORTEZĂ TORACICĂ

### DESCRIERE

- Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu 2 bretele reglabile peste umeri.
- Închiderea se face posterior cu scai.
- Lățime: anterior 26 cm, posterior 16 cm.
- Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracică normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

### INDICAȚII

- după intervenții chirurgicale la nivel toracal
- contuzii și întinderi ale mușchilor intercostali
- contuzii și fracturi costale
- contuzii și fracturi sternale

### MĂRIMI

1	2	3
75-85 cm	85-95 cm	95-105 cm
4	5	5
105-115 cm	115-125 cm	125-135 cm



## 22. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ CORSET BOSTON

### DESCRIERE

- Confecționată după măsurători individuale pe bază de mulaj și se confecționează din material termoformabil cu deschidere anterioară, posterioară sau laterală după caz.
- Fixarea corsetului se face prin benzi cu cleme sau benzi cu scai.

### INDICAȚII

- în tulburări de statică vertebrală: spondilolisteza, traumatisme vertebro-medulare, metastaze osoase vertebrale

### MĂRIMI

- măsură individuală



## 23. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ CORSET CHENEAU

### DESCRIERE

- Confecționată după măsurători individuale (mulajul trenului superior); din material plastic termoformabil cu pelote de corecție. Fixare anterioară prin benzi din material textil sau velcro (scai). Corsetul sprijină activitatea mușchilor paravertebrali în poziție verticală.

### INDICAȚII

- în tulburări de statică vertebrală: cifoze, scolioze, cifoscolioze

### MĂRIMI

- măsură individuală





## 24. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ OSTEOPOROZĂ

### DESCRIERE

Este realizat din material textil elastic (componenta posterioară) și material textil rigid (componenta anterioară), prevăzut cu:

- 2 atele metalice drepte situate pe componenta posterioară, pentru susținerea zonei lombare
- 2 atele metalice S-FORM situate paravertebral, pentru susținerea zonei toracolombare
- 2 atele din material plastic situate pe componenta anterioară, pentru susținerea zonei abdominale
- 2 benzi elastice de 5 cm, situate în jurul taliei, care asigură stabilitate și compresie. Benzile elastice se continuă în partea anterioară cu benzi rigide, reglabile prin tăiere și re poziționarea scaiului tip "crocodil". Astfel, ansamblul benzilor elastice din jurul taliei are posibilitatea de reglare a compresiei.
- 2 benzi elastice ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: anterior - 16 cm, posterior - înălțimea corsetului variază între 48 - 53 cm, în funcție de mărime.

Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

Cele 4 atele metalice și cele 2 atele din material plastic stabilizează regiunea toracolombară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea. Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectează prin tracțiune poziția trunchiului.


### INDICAȚII

- Tasări vertebrale dorsale și lombare pe fond de osteoporoză
- Hernii de disc
- Post prevenții chirurgicale

### MĂRIMI

se măsoară înălțimea coloanei vertebrale de la sacrum până la vertebra C7

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



## 25. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ CORSET HESSING

### DESCRIERE

Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

- 2 atele laterale din material plastic, pentru susținere
- 2 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susținere
- 2 benzi elastice care asigură compresie sporită la nivel lombar
- 2 benzi elastice ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară

Închiderea se face anterior cu scai.

### INDICAȚII

- afecțiuni ale coloanei vertebrale
- spondiloză
- discopatie lombară
- hernie de disc
- osteoporoză
- corectarea posturii

### MĂRIMI

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



## 26. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ CORSET DE HIPEREXTENSIE DORSO AREXA

### DESCRIERE

Designul anterior oferă un sistem de suport în 3 puncte, care nu îi permite coloanei mișcare de flexie la nivel toracal și lombar. Reglarea înălțimii prin sistem de "click". Pad-uri din material moale pentru confort sporit.

### INDICAȚII

- Fracturi stabile ale corpului vertebral, fără afectare neurologică
- Tasare vertebrală- osteoporoză

### MĂRIMI

- universală



## 27. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ CORSET DE HIPEREXTENSIE STRADA

### DESCRIERE

Orteza toracolombosacrală STRADA are rolul de a stabili coloana vertebrală. Este un suport pentru musculatura slab dezvoltată și pentru diferite patologii ale coloanei, în special modificările vertebrale cauzate de osteoporoză. Atelele din corset au o formă anatomică, pentru o susținere cât mai potrivită. Benzile de fixare nu sunt elastice pentru o ajustare cât mai fermă. Corsetul este indicat atât cu scop profilactic, cât și cu scop terapeutic.

### INDICAȚII

- Modificări structurale ale coloanei vertebrale din cauza osteoporozei
- Spondilolisteză
- Hernie de disc
- Stabilizare pre- și postoperator
- Osteoporoză
- Dorsalgii

### MĂRIMI

Size	Waist circumference	Distance from T3 to the coccyx
XS	min 65 cm max 125 cm	42-45cm
S		45,5-48cm
M	min 65 cm max 145 cm	48,5-51cm
L		51,5-54cm
XL	min 65 cm max 145 cm	54,5-57cm
XXL		57,5-60+cm



## 28. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

### DESCRIERE

Lombostatul are patru atele semi-rigide situate la nivel lombosacral. Materialul din care este confecționat lombostatul este unul elastic și compresiv, care permite circulația aerului. Închiderea se realizează anterior prin sistem velcro. Orteza are o adaptabilitate perfectă la particularitățile anatomice.

### INDICAȚII

- afecțiunile fațetelor articulare ale vertebrelor în zona lombară
- instabilitate musculară posturală lombară
- hernii de disc, radiculite la nivel lombar
- dureri cornice la nivelul zonei lombare
- spondilartroză lombară

### MĂRIMI

S	M	L
70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm
XL	XXL	
100-110 cm	110-120 cm	



## 29. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

### DESCRIERE

- Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:
  - 4 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona lombară
  - 2 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona abdominală (poziționate oblic pentru a permite flexia coapsei pe abdomen)
  - o pelotă moale căptușită cu bumbac pentru păstrarea căldurii locale și protejarea zonei.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lățime: anterior 16 cm, posterior 26 cm.
- Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
- Cele 6 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.
- Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toraco-abdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

### INDICAȚII

- dureri lombare inferioare prin neregularități ale suprafeței articulare - Lumbago
- sacroileită mecanică și inflamatorie
- dezechilibre musculare lombare prin deficit de static
- leziuni ligamentare interapofizare - interspinoase
- osteocondroză
- sindrom postdiscectomie
- corpi străini intercanalari

### MĂRIMI

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm





## 30. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

### DESCRIERE

Este realizat dintr-un material textil, prevăzut cu:

- 4 atele din material plastic (mărimile 1,2,3 și 4) pentru susținere
- 6 atele din material plastic (mărimile 5 și 6) pentru susținere
- o pelotă din material plastic, învelită în bumbac, situată în zona lombară
- 2 benzi elastice de 6 cm, situate în jurul taliei, care asigură stabilitate și compresie.

Pelota din interior prezintă 8 lamele tip „foaie de arc” dispuse pe 2 rânduri, ce produc un efect de masaj la nivel lombar.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: anterior 19 cm, posterior 30 cm.

Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

Cele 4, respectiv 6 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

### INDICAȚII

- lumbago
- alterarea suprafeței articulare
- osteocondroză
- sacroileită
- sciatalgia secundară după durerea lombară inferioară de cauză degenerative
- spondiloza fără spondilolisteză – spondiloza stabile fără alunecare vertebrală
- spondiloliză și spondilolisteză incipientă
- protruzie discală
- degenerescenta discală
- post intervenții chirurgicale

### MĂRIMI

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



## 31. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

### DESCRIERE

Este realizat din material textil.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: anterior 16 cm, posterior 26 cm.

Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

### INDICAȚII

- sportivi
- persoanelor active
- osteocondroză
- sacroileită
- spondiloza fără spondilolisteză – spondiloza stabile fără alunecare vertebrală

### MĂRIMI

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



## 32. ORTEZA LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

### DESCRIERE

Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu 4 atele din material plastic pentru susținere

Lățime: anterior 16 cm, posterior 27,5 cm.

Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

Cele 4 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

### INDICAȚII

- lumbago
- sacroileită
- sciatalgia secundară după durerea lombară inferioară de cauză degenerative
- spondiloza fără spondilolisteză – spondiloza stabile fără alunecare vertebrală
- protruzie discală, degenerescenta discală
- post intervenții chirurgicale

### MĂRIMI

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



### 33. ORTEZA LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

#### DESCRIERE

- Este realizat din material textil, prevăzut cu 4 atele din material plastic pentru susținere.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lățime: anterior 16 cm, posterior 27 cm.
- Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
- Cele 4 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, ajutând la scăderea tensiunii musculare și a durerii.

#### INDICAȚII

- lumbago
- sacroileită
- sciatalgia secundară după durerea lombară inferioară de cauză degenerativă
- spondiloza fără spondilolisteză – spondiloză stabilă fără alunecare vertebrală
- spondiloliză și spondilolisteză incipientă
- degenerescența discală
- post intervenții chirurgicale

#### MĂRIMI

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



### 34. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-CORSET ABDOMINAL

#### DESCRIERE

- Este realizat din material textil.
- Închiderea se face posterior cu scai.
- Lățime: anterior 23 cm, posterior 16 cm.
- Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului, componenta posterioară elastică stabilizează regiunea lombară.
- Este un corset tradițional semirigid care, datorită componentei posterioare elastice, permite o respirație toracoabdominală normală

#### INDICAȚII

- postoperator- intervenții chirurgicale abdominale
- după naștere
- perete abdominal cu modificări patologice
- ptoza viscerală
- hernie ombilicală sau al peretelui abdominal

#### MĂRIMI

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



### 35. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-CORSET ABDOMINAL

#### DESCRIERE

- Este realizat din material textil elastic.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lățime: 27,5 cm.
- Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

#### INDICAȚII

- postoperator- intervenții chirurgicale abdominale
- după naștere
- perete abdominal cu modificări patologice
- ptoza viscerală
- hernie ombilicală sau al peretelui abdominal

#### MĂRIMI

◀ circumferința taliei

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



### 36. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-CORSET ABDOMINAL PENTRU HERNIE OMBILICALA

#### DESCRIERE

- Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu o pelotă standard, semirigidă (spumă polietilenă, Ø 12 cm), poziționată anterior la nivelul ombilicului.
- Închiderea se face lateral cu scai.
- Lățime: 16 cm.
- Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.
- Pelota semirigidă, inclusă în corset, conferă protecție și compresie regiunii ombilicale. Corsetul poate fi utilizat în caz de hernie ombilicală, atât preoperator cât și postoperator

#### INDICAȚII

- postoperator- intervenții chirurgicale abdominale
- după naștere
- perete abdominal cu modificări patologice
- ptoza viscerală
- hernie ombilicală sau al peretelui abdominal

#### MĂRIMI

◀ circumferința taliei

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm





### 37. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ CORSET ABDOMINAL-STOMĂ

#### DESCRIERE

- Este realizat din material textil elastic și material textil rigid.
- Componenta anterioară, rigidă, este prevăzută cu un decupaj pentru sacul de colostomie.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lățime: 27,5 cm.
- Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului.
- Este un corset tradițional semirigid care, datorită componentei posterioare elastice, permite o respirație toracoabdominală normală. Este moale și confortabil, putând fi utilizat și postoperator.

#### INDICAȚII

- postoperator colo, ileo, uro-stomă
- oferă o siguranță psihică și fizică pentru purtarea pungii de colo, ileo, uro-stomă

#### MĂRIMI

- circumferința taliei

1	2	3
65-75 cm	75-85 cm	85-95 cm
4	5	6
95-105 cm	105-115 cm	115-125 cm



### 38. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ MATERNITY

#### DESCRIERE

- Este realizat din 2 componente:
  - cea posterioară din material elastic, prevăzută cu 4 atele lombare pentru susținere
  - componenta anterioară din material textil moale, rigid.
- Susține abdomenul și este reglabil, putând fi folosit pe toată perioada sarcinii.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lățime: anterior 11 cm, posterior 16 cm.
- Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzută cu benzi ajutătoare.
- Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului, componenta posterioară elastică stabilizează regiunea lombară.

#### INDICAȚII

- Se utilizează în perioada prenatală ca suport al abdomenului și al coloanei lombare

#### MĂRIMI

- Circumferința soldului:

1	2
80-110 cm	110-140 cm



### 39. ORTEZĂ SACRO-ILIACĂ

#### DESCRIERE

- Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu:
  - 2 benzi de fixare
  - 2 pelote detașabile cu posibilitatea poziționării individuale.
- Închiderea se face posterior cu scai.
- Orteza pentru hernie inghinală are avantajul poziționării individuale a fiecărei pelote datorită fixării cu scai și în același timp, oferă posibilitatea îndepărtării uneia dintre pelote, devenind astfel unilaterală. Banda de fixare de pe partea neutilizată se îndepărtează, putând fi utilizată pe stânga sau pe dreapta.

#### INDICAȚII

- hernie inghinală unilaterală sau bilaterală reductibilă
- previne dezvoltarea și apariția herniei

#### MĂRIMI

1	2	3
75-85 cm	85-95 cm	95-105 cm
4	5	6
105-115 cm	115-125 cm	125-135 cm





## ORTEZE PENTRU MEMBRUL SUPERIOR

*Ortezele pentru membrul superior sunt produse destinate pentru a imobiliza în diferite poziții brațul, umărul, încheietura mâinii, sau pentru a oferi compresie în zona dureroasă. Sunt frecvent utilizate în patologii precum: epicondilită, fractură humerală, leziunile coafei rotatorii, luxații de umăr, fractură radială, sindrom de tunel carpian, etc.*

## 40. ORTEZĂ DE DEGET

### DESCRIERE

Orteză din aluminiu maleabil captușit cu burete, care permite stabilizarea și imobilizarea articulațiilor inter-falangiene

### INDICAȚII

imobilizarea articulației metacarpo-falangiene, interfalangiene distale, proximale ruptură aparatului extensor al degetului

### MĂRIMI

S	M	L
8 cm	10 cm	12 cm



## 41. ORTEZĂ DE DEGET

### DESCRIERE

Orteză din aluminiu maleabil captușit cu burete, care permite stabilizarea și imobilizarea articulațiilor inter-falangiene

### INDICAȚII

imobilizarea articulației interfalangiene distale, ruptură aparatului extensor al degetului

### MĂRIMI

S	M	L
6 cm	7 cm	8 cm



## 42. ORTEZĂ DE DEGET

### DESCRIERE

Fabricată din polietilenă

### INDICAȚII

atelă de imobilizare a articulației interfalangiene distale  
imobilizarea articulației interfalangiene distale, ruptură aparatului extensor al degetului

### MĂRIMI

în funcție de lățimea degetelor la vârful



## 43. ORTEZĂ PENTRU ÎNCHEIETURA MÂINII

### DESCRIERE

Orteza palmară Dr Sport asigură sprijinul și susținerea necesară în caz de entorse, luxații, efort, precum și în timpul activității sportive.

### INDICAȚII

dureri ale încheieturii mâinii  
artroze  
activități sportive

### MĂRIMI

S	M	L	XL
14-17 cm	18-21 cm	22-25 cm	26-29 cm



## 44. ORTEZĂ DE ÎNCHEIETURA A MÂINII-MÂNĂ-DEGET-FIXĂ

### DESCRIERE

Orteză tip atelă din material special maleabil, care se adaptează perfect la anatomia membrului afectat. Fixare prin sistem velcro.

### INDICAȚII

post aparat gipsat  
recomandată în înlocuirea aparatului gipsat în entorse, fisuri  
combaterea spasticității în mâna hemiplegică

### MĂRIMI

se măsoară lungimea palmei

S	M	L
16,5-17,5 cm	17,5-19 cm	>19 cm



## 45. ORTEZĂ DE ÎNCHEIETURA A MÂINII-MÂNĂ-DEGET-FIXĂ

### DESCRIERE

Orteză de mână din material termoformabil, care se adaptează perfect la anatomia membrului afectat, cu police în opoziție și încheietura mîinii într-o poziție neutră. Fixare prin sistem velcro.

### INDICAȚII

combaterea spasticității în mâna hemiplegică  
sindrom tunel carpian  
prevenirea diformităților în urma afecțiunilor reumatismale

### MĂRIMI

se măsoară lățimea palmei

S	M	L
7-8 cm	8-9 cm	9-10 cm



## 46. ORTEZĂ DE MÂNĂ CU MOBILITATEA / FIXAREA DEGETULUI MARE

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, prevăzută cu o atelă metalică ce se poate modela.
- Închiderea se face cu scai.
- Lungime: 23 cm.
- Orteza stabilizează și imobilizează articulația carpometacarpiană și metacarpofalangiană a policelui.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- fracturi la nivelul policelui
- artrită
- artroză

### MĂRIMI

- se măsoară circumferința încheieturii mâinii

1	2	3
15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm
4	5	
21-23 cm	23-25 cm	



## 47. ORTEZĂ DE ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ-FIXĂ

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil rigid care permite circulația aerului, prevăzută cu:
  - o atelă metalică palmară ce se poate modela
  - o atelă din material plastic, pe partea dorsală a mâinii.
- Închiderea se face cu 3 benzi cu scai, prevăzute cu cataramă, pe partea dorsală a mâinii.
- Lungime: 19 cm.
- Atela metalică și cea din material plastic sunt introduse în buzunare cu scai și sunt interschimbabile, în funcție de utilizarea pe partea stângă sau dreaptă. Orteza este un dispozitiv medical semirigid ce stabilizează și imobilizează cu succes articulația radiocarpiană, limitând flexia și extensia. Compoziție: material textil: interior – poliester 100% (x-one), exterior – poliamidă 100% (velutino).

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- artroze
- sindrom de tunel carpian
- paralizia nervului radial
- tenosinovite
- fracturi la nivelul încheieturii mâinii mână
- postoperator
- imobilizarea încheieturii mâinii după traumatisme
- stabilizarea articulației mâinii
- protector după îndepărtarea aparatului gipsat



### MĂRIMI

1	2	3
15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm
4	5	
21-23 cm	23-25 cm	



## 48. ORTEZĂ DE ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ-DEGET-FIXĂ

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil rigid care permite circulația aerului, prevăzută cu:
  - o atelă metalică palmară ce se poate modela
  - o atelă metalică pentru police ce se poate modela
  - 2 atele din material plastic încorporate, pe partea dorsală a mâinii.
- Închiderea se face cu 3 benzi cu scai, prevăzute cu cataramă, pe partea dorsală a mâinii.
- Lungime: 22 cm.
- Pentru o aplicare cât mai ușoară a ortezei, cele 2 benzi cu scai de la nivelul antebrăului au un sistem de fixare comun. Atelele metalice sunt introduse în buzunare cu scai și pot fi detașate. Orteza este un dispozitiv medical semirigid ce stabilizează și imobilizează cu succes articulația radiocarpiană, limitând flexia și extensia, iar atela pentru police imobilizează policele.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- artroze
- sindrom de tunel carpian
- paralizia nervului radial
- tenosinovite
- fracturi la nivelul încheieturii mâinii mână deget
- postoperator
- imobilizarea încheieturii mâinii după traumatisme
- stabilizarea articulației mâinii
- protector după îndepărtarea aparatului gipsa

### MĂRIMI

1	2	3
15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm
4	5	
21-23 cm	23-25 cm	



## 49. ORTEZĂ DE ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ

### DESCRIERE

Confecționată din material plastic, fixare cu scai tip velcro.

### INDICAȚII

- Tratamentul diferitelor afecțiuni neurologice
- Tratament post-traumatic
- Tratament post-operator

### MĂRIMI

- Pa baza de masura individuală



## 50. ORTEZĂ DE COT

### DESCRIERE

Orteză pentru epicondilită cu formă specială pentru compresie la nivelul entezelor tendoanelor. Este posibilă aplicarea în apropierea articulației datorită formei de corset. Presiunea este ajustabilă individual datorită curelei cu sistem de închidere tip velcro.

### INDICAȚII

- epicondilita
- în cazul traumatismelor sportive
- suprasolicitări ale antebrăului și cotului

### MĂRIMI

- UNIVERSALĂ



## 51. ORTEZĂ DE COT CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ

### DESCRIERE

Atele laterale din aluminiu și articulație policentrică la nivelul articulației cotului care permite ajustarea flexiei și extensiei în trepte. Închiderea se realizează prin sistem velcro.

Flexie: 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°.  
Extensie: 0°, 10°, 20°, 30°.

### INDICAȚII

- fractură de olecran
- rupturi musculare
- recuperare post-operatorie după traumatisme la nivelul cotului

### MĂRIMI

- UNIVERSALĂ



## 52. ORTEZĂ DE COT-ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ

### DESCRIERE

Orteza are rolul de a imobiliza articulația cotului la diferite unghiuri în funcție de patologie (post-operator, luxații, fracturi). Este dotată cu un mâner pentru un confort crescut. Mânerul este învelit cu un material special pentru piele. Datorită lungimii universale a ortezei, ea poate fi adaptată la cerințele fiecărui pacient. Orteza poate fi reglată din 15° în 15° flexie/extensie între 0° și 105°. Ea permite o stabilizare excelentă la nivelul cotului și are o greutate foarte mică.

### INDICAȚII

- tratament conservator al instabilității în articulația cotului
- imobilizarea brațului în cazul fracturilor epicondilului medial sau lateral
- imobilizarea post protezarea cotului
- imobilizarea pasivă post artroscopie
- tratament post-operator

### MĂRIMI

- UNIVERSALĂ



## 53. ORTEZĂ DE COT EPICONDILITA

### DESCRIERE

Orteză realizată din material textil, la nivelul epicondilului este prevăzută cu:

- o pelotă ce exercită presiune asupra ligamentelor
- o bandă de fixare cu cataramă.
- Închiderea se face cu scai.
- Lățime: 10 cm.
- Datorită benzii de fixare cu scai și a cataramei, orteza poate fi reglată la gradul optim de compresie, astfel încât pelota să exercite presiunea necesară asupra ligamentelor.

### INDICAȚII

- epicondilita (cotul tennisman-lui, golfer-lui)
- în cazul traumatismelor sportive, sau postoperator traumatisme de altă natură
- suprasolicitări ale antebrăului și cotului

### MĂRIMI

- se măsoară circumferința antebrăului cu 5 cm sub nivelul cotului



## 54. ORTEZĂ DE COT

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:
  - o pelotă la nivelul epicondiliului, ce exercită presiune asupra ligamentelor
  - o bandă de fixare cu cataramă.
- Închiderea se face cu scai.
- Lungime: 28 cm.
- Orteza este un suport pentru articulația cotului, putând fi folosită atât ca tratament ortopedic în afecțiuni minore, cât și pentru recuperare în perioada postmobilizare. Datorită benzii de fixare cu cataramă, poate fi reglată la compresia optimă, putând fi utilizată în activități sportive care suprasolicite articulația cotului.

### INDICAȚII

- epicondilită
- artroză
- reabilitarea articulației după fracturi
- suprasolicitarea articulației (cotul Tenismanului)
- în cazul traumatismelor sportive
- postoperator

### MĂRIMI

1	2	3
22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm
4	5	6
28-30 cm	30-32 cm	32-34 cm



## 55. ORTEZĂ DE UMĂR

### DESCRIERE

- Este realizată din material textil. Are proprietăți termoizolante, detensionând musculatura.
- Orteza acoperă umărul și brațul și este prevăzută cu o bandă de fixare pe sub axila opusă.
- Orteza este un suport elastic pentru articulația umărului, putând fi folosită atât ca tratament ortopedic în afecțiuni minore, cât și pentru recuperare în perioada postmobilizare.
- Datorită benzii de fixare cu cataramă, poate fi reglată la compresia optimă, putând fi utilizată în activități sportive care suprasolicite articulația umărului

### INDICAȚII

- contuzii ușoare
- entorse
- luxații
- periartrită scapulohumerală
- leziuni musculare și ligamentare ușoare la articulația umărului

### MĂRIMI

se măsoară circumferința brațului

1	2	3
22-26 cm	26-30 cm	30-34 cm
4	5	6
34-38 cm	38-42 cm	42-46 cm



## 56. SUPORT PENTRU BRAȚ

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă care susține brațul, prevăzută cu 2 benzi de susținere reglabile.
- Închiderea se face cu scai.
- Orteza este un suport pentru braț și antebraț. Datorită celor 2 benzi de fixare, nu permite abducția brațului și rotația externă.

### INDICAȚII

- susținerea brațului și antebrațului
- contuzii ușoare
- entorse
- luxații
- artrită
- artroză
- fractură

### MĂRIMI

Se măsoară lungimea antebrațului

1	2	3
22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm



## 57. SUPORT PENTRU BRAȚ

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă care susține brațul, prevăzută cu 2 benzi de susținere reglabile.
- Închiderea se face cu scai.
- Orteza este un suport pentru braț și antebraț. Datorită celor 2 benzi de fixare, nu permite abducția brațului și rotația externă.
- Materialul textil are un aspect particular, permițând o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

### INDICAȚII

- susținerea brațului și antebrațului;
- contuzii ușoare
- entorse
- luxații
- artrită
- artroză
- fractură

### MĂRIMI

1	2	3
22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm





## 58. ORTEZĂ DE UMĂR-COT-ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ

### DESCRIERE

Este confecționată din material textil, are o singură componentă ce cuprinde circular trunchiul și umărul afectat, împreună cu brațul și antebrățul. Materialul textil folosit are două fețe, orteza putând fi folosită pe ambele membre prin întoarcerea pe dos și re poziționarea capetelor de fixare cu scai.

Orteza este un suport pentru antebrăț, braț și umăr. Datorită formei sale particulare și a suprafeței anatomice pe care o acoperă, nu permite abducția brațului și rotația externă.

### INDICAȚII

- tratare conservator al fracturii de humerus
- imobilizare postoperator fractură subcapitală de humerus
- luxatii de umar, contuzii
- periartrita scapula-huemrala

### MĂRIMI

circumferința brațului și a toracelui

1	2	3
75-87 cm	87-99 cm	99-111 cm
4	5	6
111-123 cm	123-135 cm	135-147 cm



## 59. ORTEZĂ DE UMĂR-COT-ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ

### DESCRIERE

Este realizată din material textil, prevăzută cu 2 componente:

- suport pentru antebrăț, cu 2 benzi de susținere reglabile prin tăiere și re poziționarea scaiului tip „crocodil”
- centura reglabilă care se fixează în jurul toracelui și brațului, după ce antebrățul a fost imobilizat. Reglarea se face prin tăiere la nivelul cusăturilor transversale pentru a evita destrămarea materialului. Orteza este un suport pentru antebrăț, braț și umăr. Datorită centurii care se fixează în jurul toracelui, nu permite abducția brațului și rotația externă.

### INDICAȚII

- tratare conservator al fracturii de humerus
- imobilizare postoperator fractură subcapitală de humerus
- luxatii de umar, contuzii
- periartrita scapula-huemrala

### MĂRIMI

UNIVERSALĂ



## 60. ORTEZĂ DE UMĂR-COT-ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ

### DESCRIERE

Orteza de umăr, cot, încheietura mâinii fixă permite poziționarea articulației umărului în abducție la unghiuri de 0°, 15°, 30°, 60° și 90° și în rotație externă la unghiuri de 10°, 20°, 30°;

Orteza susține și stabilizează articulația umărului și sprijină direct procesul de reabilitare, fiind ușor de utilizat.

### INDICAȚII

- După intervenții chirurgicale la nivelul coafei rotatorilor
- Imobilizare post-operatorie după implementarea protezelor de umăr
- Bursită acută și cronică
- Rupturi la nivelul țesuturilor moi

### MĂRIMI

Se măsoară înălțimea pacientului

S	M	L
150-165 cm	165-175 cm	>170 cm



## ORTEZE PENTRU MEMBRUL INFERIOR

*Ortezele pentru membrul inferior au rolul de a oferi stabilitate articulațiilor la nivelul gleznei, genunchiului, soldului. Pe lângă acesta mai au rol de imobilizare, descărcare, corecție, de a preveni apariția unor traumatisme (protecție). Sunt utilizate în patologii precum: leziune de menisc intern, leziune de menisc extern, entorse de genunchi, displazie de rotula, luxație de rotula, fracturi maleolare, entorse de gleznă, fractură de metatars, osteocondrită, artroze, ligamentoplastie, fractură de platou tibial, leziune de ligament încrucișat anterior/posterior/colateral extern/colateral intern, etc.*



## 61. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-PICIOR MOBILĂ

### DESCRIERE

● Glezniară elastică Dr.Sport asigură sprijinul și susținerea necesară în caz de entorse, luxații, efort, precum și în timpul activității sportive.

### INDICAȚII

- prevenirea instabilității gleznei
- entorse ușoare

### MĂRIMI

S	M	L	XL
15-22 cm	23-27 cm	28-38 cm	39-42 cm



## 62. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-PICIOR MOBILĂ

### DESCRIERE

● Este realizată din material textil, prevăzută cu:

- 2 pernțe laterale ce încadrează maleolele (spumă de polietilenă)
- 2 benzi elastice încrucișate în jurul gleznei pentru compresie și fixare.
- Regiune calcaneană liberă.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Înălțime: 21 cm.
- Orteza este un suport pentru gleznă, iar cele 2 benzi elastice încrucișate în jurul gleznei exercită o compresie suplimentară, asigurând stabilitate la utilizare.

### INDICAȚII

- instabilitatea ușoară a articulației gleznei
- suprasolicitarea gleznei în diferite sporturi
- inflamații ale articulației datorită artritei și osteoartritei
- inflamații cronice, postoperatorie și posttraumatice a gleznei

### MĂRIMI

● în cm după circumferința gleznei

1	2	3
20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm
4	5	
26-28 cm	28-30 cm	



## 63. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-PICIOR MOBILĂ

### DESCRIERE

● Orteză realizată din material textil, compresiv, cu o pelotă din silicon incorporată, care oferă gleznei o stabilitate mai bună și un confort sport. Orteza poate fi purtată și în încălțăminte.

### INDICAȚII

- instabilitatea ușoară a articulației gleznei
- suprasolicitarea gleznei în diferite sporturi
- inflamații ale articulației datorită artritei și osteoartritei
- inflamații cronice, postoperatorie și posttraumatice a gleznei
- entorse

### MĂRIMI

● Se măsoară circumferința gleznei

S	M	L
19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm
XL	XXL	
25-27 cm	27-29 cm	



## 64. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-PICIOR FIXĂ CU ATELĂ METALICĂ

### DESCRIERE

● Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

- 2 benzi elastice încrucișate în jurul gleznei pentru compresie și fixare
- 2 atele metalice laterale, câte una pe fiecare parte
- 2 atele metalice tip arc, câte una pe fiecare parte. Pentru o bună potrivire la nivelul maleolelor, cele 2 atele de pe fiecare parte (cea metalică fixă și cea tip arc) se pot schimba între ele.
- Regiune calcaneană liberă. Închiderea se face anterior cu scai.
- Înălțime: 23 cm.
- Orteza este un suport pentru articulația gleznei, cele 2 atele metalice tip arc și cele 2 atele metalice laterale asigurând stabilitate și siguranță la utilizare. Benzile elastice încrucișate în jurul gleznei peste cele 4 atele conferă o compresie suplimentară, făcând din orteză un suport rigid eficient.

### INDICAȚII

- Entorse moderate sau severe
- Postoperator
- Fractura maleolara
- Oferă stabilitate medio-laterală în timpul mersului
- Post aparat gipsat

### MĂRIMI

● în cm după circumferința gleznei

1	2	3
20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm
4	5	
26-28 cm	28-30 cm	



## 65. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ- PICIOR MOBILĂ

### DESCRIERE

Orteza este realizată din 2 atele laterale din material plastic rigid, căptușite cu pernițe de protecție din material textil și este prevăzută cu:

- 2 benzi de fixare cu scai dispuse lateral
- o bandă de fixare la nivelul călcâiului, ce permite reglarea lățimii ortezei.

• Înălțime: 25 cm.

Orteza este un suport pentru articulația gleznei, cele 2 atele laterale din material plastic asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.

### INDICAȚII

- Entorse moderate sau severe
- Postoperator
- Fractură maleolară
- Oferă stabilitate medio-laterală în timpul mersului
- Post aparat gipsat

### MĂRIMI

• Stânga/Dreapta- UNIVERSALĂ



## 66. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ- PICIOR MOBILĂ

### DESCRIERE

Orteza este realizată din 2 atele laterale din material plastic rigid, căptușite cu pernițe de protecție din material textil și este prevăzută cu:

- 2 benzi de fixare cu scai dispuse lateral
- o bandă de fixare la nivelul călcâiului, ce permite reglarea lățimii ortezei.

• Înălțime: 25 cm.

Orteza este un suport pentru articulația gleznei, cele 2 atele laterale din material plastic asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.

### INDICAȚII

- Entorse moderate sau severe
- Postoperator
- Fractură maleolară
- Oferă stabilitate medio-laterală în timpul mersului
- Post aparat gipsat

### MĂRIMI

• UNIVERSALĂ



## 67. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ- PICIOR MOBILĂ DROP FOOT DROP FOOT

### DESCRIERE

Orteza drop foot este recomandată pacienților cu afecțiuni neurologice. Banda supramaleolară este confecționată din material textil, are în dotare o bandă elastică care ajustează flexia, și 2 carligi cu ajutorul cărora se fixează bandă elastică. Orteza poate fi utilizată numai cu încălțăminte prevăzută cu șireturi.

### INDICAȚII

- Disfuncții în flexia dorsală a gleznei
- Paralizia nervului sciatic
- În diferite stadii de recuperare post AVC, TVM

### CONTRAINDICAȚII

- Spasticitate medie/gravă
- Instabilitate medio-laterală la nivelul gleznei
- Probleme circulatorii
- Patologii limfatice, edeme, sau disfuncții senzoriale în regiunea supra-maleolara (unde se fixează banda)

### MĂRIMI

• Se măsoară circumferința gleznei

• M L

15-20 cm | >20 cm



## 68. ORTEZĂ DE GLEZNĂ-PICIOR FIXĂ CU SUPT PERONEAL

### DESCRIERE

Confecționată din material plastic. Se adaptează ușor la suprafață plantară și dorsală a piciorului, menținându-l la 90° față de gambă. Se fixează ușor prin 1-2 benzi de scai. Orteza este utilizabilă în încălțăminte.

### INDICAȚII

- Disfuncții în flexia dorsală a gleznei
- Paralizia nervului sciatic
- În diferite stadii de recuperare post AVC, TVM

### MĂRIMI

• STÂNGA/DREAPTA

• În funcție de mărimea încălțămintelor

S	M	L	XL
30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm	42-46 cm



## 69. ORTEZĂ DE GLEZNĂ-PICIOR MOBILĂ

### DESCRIERE

Confecționată din material plastic cu căptușeală moale pentru protejarea tegumentului, fixarea se realizează cu scai tip velcro.

### INDICAȚII

- Tratamentul post AVC
- Tratamentul post-traumatic al piciorului/gleznei
- Tratament postoperator
- Paralizie de nerv sciatic popliteu extern
- Boala Charcot Marie

### MĂRIMI

- Pe bază de măsuri individuale



## 70. ORTEZĂ DE GLEZNĂ-PICIOR FIXĂ

### DESCRIERE

Confecționată din material plastic cu căptușeală moale pentru protejarea tegumentului, fixarea se realizează cu scai tip velcro.

### INDICAȚII

- Tratamentul piciorului strâmb congenital
- Tratament postoperator
- Tratamentul post AVC
- Tratamentul post-traumatic al piciorului/gleznei

### MĂRIMI

- Pe bază de măsuri individuale



## 71. ORTEZĂ DE PICIOR

### DESCRIERE

- Orteza pentru imobilizarea gleznei, înlocuiește aparatul ghipsat, oferă ultima tehnologie pentru procesul de recuperare.
- Atelele de metal integrate, acoperite de velcro, cu benzi de fixare pe circumferința, determină un suport și o stabilitate crescută.
- Material: plastic, închidere cu benzi velcro (scai), atele din metal integrate.

### INDICAȚII

- imobilizarea gleznei
- leziuni la nivelul țesuturilor gambei
- fracturi cauzate de întinderi ale tibiei și peroneului
- fracturi stabile ale piciorului și gleznei
- fracturi distale stabile ale tibiei și peroneului

### MĂRIMI

- În funcție de mărimea piciorului

S	M	L
34-38 cm	39-42 cm	43-45 cm



## 72. ORTEZĂ DE PICIOR CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ

### DESCRIERE

- Orteză pentru imobilizarea gleznei, înlocuiește aparatul ghipsat, oferă ultima tehnologie pentru procesul de recuperare. Orteza este prevăzută cu o articulație la nivelul gleznei, care permite reglarea flexiei/extensiei la diferite grade.
- Atelele de metal integrate, acoperite de velcro, cu benzi de fixare pe circumferința, determină un suport și o stabilitate crescută.
- Material: plastic, închidere cu benzi velcro (scai), atele din metal integrate.

### INDICAȚII

- entorse de gleznă ușoare
- profilactic (pentru a preveni diferite leziuni, entorse ale gleznei)
- afecțiuni și inflamații articulare
- artrite, artroze
- post aparat gipsat
- Tratament post-operator tendon Achilian

### MĂRIMI

S	M	L
34-38 cm	39-42 cm	43-45 cm



## 73. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

Orteza de genunchi elastică Dr Sport asigură sprijinul și susținerea necesară în caz de entorse, efort, precum și în timpul activității sportive.

### INDICAȚII

- entorse de genunchi ușoare
- profilactic (pentru a preveni diferite leziuni, entorse la nivelul genunchiului)
- afecțiuni și inflamații articulare
- artrite, artroze
- utilă și în activități sportive

### MĂRIMI

S	M	L	XL
25-32 cm	33-39 cm	40-46 cm	47-50 cm



## 74. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

Orteză din material textil compresiv pentru susținerea ligamentelor și mușchilor la nivelul articulației genunchiului. Nu alunecă în timpul purtării. Strat antialunecare din silicon pe partea interioară. Grad de compresie 16-22 Hgmm.

### INDICAȚII

- entorse de genunchi ușoare
- profilactic (pentru a preveni diferite leziuni, entorse la nivelul genunchiului)
- afecțiuni și inflamații articulare
- artrite, artroze
- utilă și în activități sportive

### MĂRIMI

S	M	L
29-33 cm	34-37 cm	38-43 cm
XL	XXL	EXTRA
41-45 cm	43-47 cm	45-49 cm



## 75. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

Orteză este confecționată dintr-un material textil elastic, care permite o aerisire optimă. Orteză are un inel din silicon încorporat, care oferă o stabilitate bună pentru rotulă, și are atele semirigide laterale.

### INDICAȚII

- prevenirea instabilității genunchiului
- forme ușoare de entorse ale genunchiului
- activități sportive

### MĂRIMI

Se măsoară circumferința genunchiului

S	M	L
28-31 cm	31-34 cm	34-37 cm
XL	XXL	
37-40 cm	40-43 cm	



## 76. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

Este realizată din material textil și conține o pelotă care exercită compresie pe tendonul rotulian.

- Închiderea se face posterior cu scai.
- Lățime: 6 cm.

### INDICAȚII

- reducerea disconfortului și inflamațiilor, prin compresie la nivelul tendonului rotulian
- prevenirea instabilității genunchiului
- gonartroză
- forme ușoare de entorse ale genunchiului
- activități sportive

### MĂRIMI

Se măsoară circumferința genunchiului

1	2	3
33-37 cm	37-41 cm	41-45 cm



## 77. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

- Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu suport patelar.
- Lungime: 29 cm.
- Orteza stabilizează articulația genunchiului și susține rotula, fără să facă compresie asupra ei.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- după fracturi consolidate
- processe inflamatorii
- instabilitatea laterală a articulației genunchiului
- osteoartrită
- gonartroză
- suprasolicitarea articulației
- protejarea genunchiului în activități sportive

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința genunchiului

1	2	3	4
33-35 cm	35-37 cm	37-39 cm	39-41 cm
5	6	7	8
41-43 cm	43-45 cm	45-47 cm	47-49 cm



## 78. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

- Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu:
  - 2 atele metalice tip arc, câte una pe fiecare parte
  - suport patelar.
- Lungime: 29 cm.
- Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele 2 atele metalice tip arc, câte una pentru fiecare parte, asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.
- Datorită formei sale tubulare, tip manșon, nu se recomandă a fi utilizată în cazul unui genunchi cu edem și tumefacție majoră.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- după fracturi consolidate
- processe inflamatorii
- instabilitatea laterală a articulației genunchiului
- osteoartrită
- gonartroză
- suprasolicitarea articulației
- protejarea genunchiului în activități sportive
- se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința

1	2	3	4
33-35 cm	35-37 cm	37-39 cm	39-41 cm
5	6	7	8
41-43 cm	43-45 cm	45-47 cm	47-49 cm



## 79. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

- Orteză deschisă posterior, realizată din material textil, prevăzută cu:
  - 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte
  - suport patelar (spumă polietilenă).
- Închiderea se face posterior cu scai.
- Lungime: 26 cm.
- Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte, asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.
- Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere posterior.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- după fracturi consolidate
- processe inflamatorii
- instabilitatea laterală a articulației genunchiului
- osteoartrită
- gonartroză
- suprasolicitarea articulației
- protejarea genunchiului în activități sportive
- se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința genunchiului

1	2	3	4	5
33-36 cm	36-39 cm	39-42 cm	42-45 cm	45-49 cm



## 80. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

- Orteză deschisă posterior, realizată din material textil, prevăzută cu:
  - 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte
  - suport patelar (spumă polietilenă)
  - 3 benzi de fixare din neopren: 2 benzi se închid anterior și una se închide posterior
  - 2 benzi de fixare din scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei.
- Lungime: 32 cm.
- Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte, asigurând stabilitate și siguranță la utilizare. Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere posterior.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- după fracturi consolidate
- processe inflamatorii
- instabilitatea laterală a articulației genunchiului
- osteoartrită
- gonartroză
- suprasolicitarea articulației
- protejarea genunchiului în activități sportive
- se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința genunchiului

1	2	3	4
33-35 cm	35-37 cm	37-39 cm	39-41 cm
5	6	7	8
41-43 cm	43-45 cm	45-47 cm	47-49 cm



## 81. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ CU ATELĂ METALICĂ

### DESCRIERE

- Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu:
  - atele metalice cu articulație mobilă, câte una pe fiecare parte
  - benzi de fixare, cu scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei
  - suport patelar (spumă polietilenă).
- Lungime: 32 cm.
- Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele două articulații laterale policentrice asigurând stabilitate și siguranță la utilizare. Datorită formei sale tubulare, tip manșon, nu se recomandă a fi utilizată în cazul unui genunchi cu edem și tumefacție majoră.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- după fracturi consolidate
- procese inflamatorii
- instabilitatea laterală a articulației genunchiului
- osteoartrită
- gonartroză
- suprasolicitarea articulației;
- protejarea genunchiului în activități sportive
- se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator



### MĂRIMI

1	2	3	4
33-35 cm	35-37 cm	37-39 cm	39-41 cm
5	6	7	8
41-43 cm	43-45 cm	45-47 cm	47-49 cm



## 82. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ CU ATELĂ METALICĂ

### DESCRIERE

- Orteză este confecționată dintr-un material textil elastic, care permite o aerisire optimă. Orteza are un inel din silicon încorporat, care oferă o stabilitate bună pentru rotulă, și are atele rigide lateral, din metal care oferă articulației o stabilitate laterală.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- după fracturi consolidate
- procese inflamatorii
- instabilitatea laterală a articulației genunchiului
- osteoartrită
- gonartroză
- suprasolicitarea articulației
- protejarea genunchiului în activități sportive
- se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator

### MĂRIMI

S	M	L
28-31 cm	31-34 cm	34-37 cm
XL	XXL	
37-40 cm	40-43 cm	



## 83. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, tubulară în partea inferioară și deschisă anterior în partea superioară, prevăzută cu:
  - 2 atele metalice cu articulație mobilă, reglabilă, câte una pe fiecare parte.
- Articulațiile sunt ușor de accesat, fiind acoperite cu un capac din material plastic. Reglarea unghiului se face cu ajutorul a 2 nituri. Posibilitățile de limitare a mișcării sunt:
  - flexie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°
  - extensie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°
- 2 benzi de fixare din scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lungime: 33 cm.
- Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere anterior și prin cele 2 benzi de fixare.

### INDICAȚII

- entorse
- luxații
- după fracturi consolidate
- procese inflamatorii
- instabilitatea laterală a articulației genunchiului
- osteoartrită
- gonartroză
- suprasolicitarea articulației
- protejarea genunchiului în activități sportive
- se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator

### MĂRIMI

1	2	3	4
33-35 cm	35-37 cm	37-39 cm	39-41 cm
5	6	7	8
41-43 cm	43-45 cm	45-47 cm	47-49 cm



## 84. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ-POST OPERATOR CU ARTICULAȚIE REGLABLĂ

### DESCRIERE

Orteza post-operator cu design anatomic pentru un confort sporit. Articulație reglabilă la nivelul genunchiului. Ajustarea extensiei: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°. Ajustarea flexiei: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°. Atelele laterale se pot scoate ușor. Materialul SpaceTex este un material respirabil, care reduce alunecarea ortezei de pe genunchi. Benzile adiționale oferă o posibilitate de fixare mai fermă.



### INDICAȚII

- pre și postoperator
- diferite leziuni ale ligamentelor/ meniscului
- luxații, fracturi la nivelul articulației genunchiului
- fractură platou tibial
- rupturi musculare

### MĂRIMI

se măsoară cu aproximativ 15 cm sub și deasupra genunchiului

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
29-32 cm	32-35 cm	35-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-48 cm	48-51 cm
36-40 cm	40-44 cm	44-48 cm	48-52 cm	52-56 cm	56-61 cm	61-67 cm



## 85. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ-POST OPERATOR CU ARTICULAȚIE REGLABLĂ

### DESCRIERE

Orteză post-operator ațele laterale din aluminiu și articulație policentrică la nivelul articulației genunchiului, care permite ajustarea flexiei și extensiei în trepte de 10° și 15°. Închiderea se realizează prin sistem velcro.

### INDICAȚII

- pre și postoperator
- diferite leziuni ale ligamentelor/ meniscului
- luxatii, fracturi la nivelul articulației genunchiului
- fractură platou tibial
- rupturi musculare

### MĂRIMI

UNIVERSALĂ



## 86. ORTEZĂ DE GENUNCHI BALANT

### DESCRIERE

Orteză de genunchi rigidă, pentru corecția articulației de genunchi. Orteza după mulaj se realizează din material plastic cu articulație reglabilă sau liberă, cu fixare prin sistem velcro. Orteza DonJoy prezintă un mecanism avansat de descarcare a compartimentului afectat ; acesta ofera pana la 15 ° de corectie.

### INDICAȚII

- Instabilitate articulară nedureroasă după fracturi, entorse, luxații
- Gonartroză avansată
- Osteoartrită la nivelul genunchiului

### MĂRIMI

Pe bază de măsuri individuale



## 87. ORTEZĂ DE GENUNCHI FIXĂ CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ DE NOAPTE

### DESCRIERE

Este confecționată din material plastic cu căptușeală moale pentru protejarea tegumentului, prevăzută posterior cu o șină metalică reglabilă. Fixarea se realizează cu scai tip velcro.

### INDICAȚII

- Pentru tratamentul deviației în valg sau var a articulației

### MĂRIMI

Pe bază de măsuri individuale



## 88. ORTEZĂ DE GENUNCHI FIXĂ

### DESCRIERE

- Orteza este realizată din material textil și este compusă din 3 piese care permit reglarea în lățime.
- Prevăzută cu:
  - 4 atele metalice (2 lateral, 2 posterior), ce se pot modela
  - 4 benzi de fixare (2 pe coapsă, 2 pe gambă), la marimile 1 și 2
  - 6 benzi de fixare (3 pe coapsă, 3 pe gambă), la marimea 3.
- Închiderea se face anterior cu scai.

### INDICAȚII

- Imobilizarea și stabilizarea genunchiului în caz de entorsa
- Luxatii de rotula
- Fractura de rotula fara deplasare
- Procese inflamatorii

### MĂRIMI

- Lungimea ortezei

1	2	3
45 cm	55 cm	65 cm



## 89. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

### DESCRIERE

- Orteza este confecționată din duraluminiu și din material elastic, hipoalergic, previne hiperextensia genunchiului. Culoare albă.

### INDICAȚII

- Hemiplegie
- Genu recurvatum

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința genunchiului

S	L
39-47 cm	47-53 cm



## 90. ORTEZĂ DE SOLD GENUNCHI GLEZNA-PICIOR-FEMURO-PODALICĂ

### DESCRIERE

- Confecționată din material plastic sau rășină sintetică întărită cu fibră de carbon, dotată cu articulații de genunchi deblocabil manual sau liberă; cu sau fără articulație de gleznă. Orteza este prevăzută cu căptușeală moale, fixarea se realizează prin scai tip velcro. Este adaptabilă cu scăriță.

### INDICAȚII

- sechele poliomielită
- tratament recuperator în diferite afecțiuni neurologice (TVM)
- pentru boala Legg Calve Perthes (pentru descărcarea articulației coxofemorale)

### MĂRIMI

- pe bază de măsuri individuale
- Orteza nu include încălțăminte!



## 91. ORTEZA DE ȘOLD

### DESCRIERE

- Confecționată din două părți, din material plastic căptușit. Permite reglarea unghiului de flexie/extensie, abducție/adducție la nivelul șoldului, pentru a-l stabiliza. Reglajul este ușor de efectuat, sistemul modular permite alegerea mărimii exacte.

### INDICAȚII

- prevenirea luxațiilor de șold
- luxații sau fracturi de șold
- chirurgie de revizuire a protezei de șold
- instabilitate articulară a șoldului

### MĂRIMI

- pe bază de măsuri individuale





## ORTEZE PENTRU COPII

*Gama de orteze pentru copii este confecționată pentru patologii musculo-osteo-articulare, cu ajutorul căreia imobilizarea după diferite fracturi, luxații, entorse devine mai ușoară, urmărirea evoluției în procesul de vindecare fiind mai accesibilă. Se regăsesc atât orteze pentru membru superior, cât și orteze pentru membru inferior, orteze de abducție de sold pentru displaziile de șold congenitale.*

## 92. ORTEZĂ ÎNCHEIETURA MĂINII-MÂNĂ- COPII

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:
  - o atelă metalică palmară ce se poate modela
  - o bandă de fixare în jurul articulației radiocarpiane.
- Închiderea se face cu scai, pe partea dorsală a mâinii.
- Lungimea variază între 14-18 cm, în funcție de mărimea ortezei.
- Orteza stabilizează și imobilizează articulația radiocarpiană

### INDICAȚII

- entorse, luxații la nivelul articulației radio-carpiane
- paralizia nervului radial
- fracturi la nivelul articulației radio-carpiane

### MĂRIMI

1	2	3
10-12 cm	12-14 cm	14-16 cm



## 93. ORTEZĂ DE COT-COPII

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil.
- Închiderea se face cu scai.
- Orteza este un suport pentru articulația cotului, pe care o stabilizează și o protejează.

### INDICAȚII

- entorse
- luxatii
- contuzii

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința cotului

1	2	3
16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm



## 94. ORTEZĂ UMAR COT-COPII

### DESCRIERE

- Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă care susține brațul.
- Prevăzută cu 2 benzi de susținere reglabile.
- Închiderea se face cu scai.
- Orteza este un suport eficient pentru braț și antebraț. Datorită celor 2 benzi de fixare, nu permite abducția brațului și rotația externă.

### INDICAȚII

- Se utilizează pentru susținerea brațului și antebrațului

### MĂRIMI

- Se măsoară lungimea antebrațului

1	2	3
16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm



## 95. ORTEZĂ UMĂR-COT-ÎNCHEIETURA MĂINII-MÂNA COPII

### DESCRIERE

- Este confecționată din material textil, are o singură componentă ce cuprinde circular trunchiul și umărul afectat, împreună cu brațul și antebrațul. Materialul textil folosit are două fețe, orteza putând fi folosită pe ambele membre prin întoarcerea pe dos și re poziționarea capetelor de fixare cu scai.
- Orteza este un suport pentru antebraț, braț și umăr. Datorită formei sale particulare și a suprafeței anatomice pe care o acoperă nu permite abducția brațului și rotația externă.

### INDICAȚII

Se utilizează pentru imobilizarea brațului și antebrațului, în caz de entorse, luxații sau fracturi la nivelul articulației scapulo-humerale, contuzii, imobilizare postoperatorie. Reprezintă echivalentul bandajului Dessault

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința toracelui și brațului

1	2	3
50-60 cm	60-70 cm	70-80 cm





## 96. ORTEZĂ DE GLEZNĂ MOBILĂ-COPII

### DESCRIERE

- Este realizată din material textil, prevăzută cu:
  - 2 pernțe laterale ce încadrează maleolele
  - 2 benzi elastice încrucișate în jurul gleznei pentru compresie și fixare.
- Regiune calcaneană liberă.
- Închiderea se face anterior, cu scai.
- Înălțimea variază între 18 – 20 cm, în funcție de mărime.
- Orteza este un suport pentru gleznă, iar cele 2 benzi elastice încrucișate în jurul gleznei exercită o compresie suplimentară, asigurând stabilitate la utilizare.

### INDICAȚII

- Se utilizează în caz de entorse, luxații, instabilitatea articulației gleznei

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința gleznei

1	2	3
20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm



## 97. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ-COPII

### DESCRIERE

- Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu:
  - 2 atele metalice tip arc, câte una pe fiecare parte
  - 2 benzi de fixare, prevăzute cu scai
  - suport patelar.
- Lungimea variază între 22 – 25 cm, în funcție de mărimea ortezei.
- Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele 2 atele metalice tip arc, câte una pentru fiecare parte asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.
- Datorită formei sale tubulare, tip manșon, nu se recomandă a fi utilizată în cazul unui genunchi cu edem și tumefacție majoră.

### INDICAȚII

- Se utilizează în caz de entorse, luxații, după fracturi consolidate, procese inflamatorii, instabilitate laterală a articulației genunchiului. Indicată atât ca tratament ortopedic cât și postoperator

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința genunchiului

1	2	3	4	5
19-22 cm	22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm	31-33 cm



## 98. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ-COPII

### DESCRIERE

- Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu:
  - o pelotă din neopren pentru protecție patelară
  - 2 benzi de fixare, prevăzute cu scai, detașabile.
- Lungimea variază între 22 – 25 cm, în funcție de mărimea ortezei.
- Orteza este utilizată pentru prevenirea unor traumatisme ale rotulei și genunchiului în timpul activităților sportive

### INDICAȚII

- Se utilizează în caz de afecțiuni ușoare ale genunchiului, procese inflamatorii

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința genunchiului

1	2	3	4	5
19-22 cm	22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm	31-33 cm



## 99. ORTEZĂ DE GENUNCHI FIXĂ-COPII

### DESCRIERE

- Orteza este realizată din material textil și este compusă din 3 piese care permit reglarea în lățime.
- Este prevăzută cu:
  - 4 atele metalice (2 lateral, 2 posterior), ce se pot modela
  - 4 benzi de fixare (2 pe coapsă, 2 pe gambă).
- Închiderea se face anterior cu scai.

### INDICAȚII

- Se utilizează pentru imobilizarea și stabilizarea genunchiului în caz de entorse, luxații de rotulă, fractură de rotulă fără deplasare, procese inflamatorii

### MĂRIMI

- Lungimea ortezei

1	2	3
30 cm	35 cm	40 cm





## 100. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII CONGENITALE DE ȘOLD-COPII TÜBINGEN

### DESCRIERE

Orteza de flexie și abducție a șoldului Tübingen, potrivit Profesorului Dr. Bernau stabilește cele mai bune condiții posibile pentru a vă asigura că șoldul copilului se maturizează complet, fără probleme. Orteza este confecționată din material plastic și este prevăzută cu atelă de metal.

### INDICAȚII

Displazia de șold la copiii în vârstă de până la 12 luni fără instabilitate – tipuri pentru șold IIa, IIb și IIc stabile potrivit Graf

### MĂRIMI

- I-6-12 luni
- II- 2-6 luni
- III- 1-2 luni



## 101. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII CONGENITALE DE ȘOLD-COPII

### DESCRIERE

- Este confecționat din material textil, prevăzut cu o pelotă rigidă.
- Închiderea se face anterior cu scai.

### INDICAȚII

destinată tratamentului luxației congenitale de șold la copii

### MĂRIMI

În funcție de greutatea copilului

1	2	3	4	5
2-3 kg	3-5 kg	5-7 kg	7-9 kg	9-11 kg



## 102. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII CONGENITALE DE ȘOLD-COPII

### DESCRIERE

- Este confecționată din material termoformabil, prevăzută cu:
  - 2 benzi de fixare peste umăr
  - bandă de fixare în jurul taliei.
- Închiderea se face lateral cu scai.

### INDICAȚII

destinată tratamentului luxației congenitale de șold la copii

### MĂRIMI

Distanța dintre genunchi

1	2	3	4	5	6	7
14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm	26 cm



## 103. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII CONGENITALE DE ȘOLD-COPII OTTOBOCK

### DESCRIERE

- Frecvent utilizată în tratamentul displaziei de șold Hoffman și Daimler la copii, are funcția de a controla mișcările membrilor inferioare.

### INDICAȚII

destinată tratamentului luxației congenitale de șold la copii, pentru copii între 6 și 18 luni

### MĂRIMI

universală





## 104. ORTEZĂ CERVICALĂ-COPII

### DESCRIERE

- Orteza este realizată din spumă poliuretanică (burete) de 3 cm grosime, acoperită cu o husă din bumbac. Are formă anatomică, asigurând o potrivire optimă și un confort sporit la purtare.
- Închiderea se face posterior cu scai.
- Datorită formei anatomice și densității spumei din care este confecționată, orteza cervicală moale limitează mișcările de flexie și extensie ale coloanei cervicale. Oferă astfel suport pentru coloana cervicală, ajutând la procesul de vindecare.

### INDICAȚII

- Se utilizează în caz de artroze cervicale, torticolis, entorse ușoare, după intervenții chirurgicale la nivelul coloanei cervicale

### MĂRIMI

- În funcție de circumferința gâtului

1	2	3
21-24 cm	24-27 cm	27-30 cm



## 105. ORTEZĂ CERVICALĂ-HAM DE MEMORIE- COPII

### DESCRIERE

- Este realizată din material textil, prevăzută cu:
  - o componentă care sprijină coloana toracală
  - 2 benzi care înconjoară umerii, corectând prin tracțiune poziția trunchiului.
- Orteza este confecționată dintr-un material textil moale, care nu se întinde (rigid) și nu deranjează în timpul purtării. Suprafața mare de scai de la nivelul celor 2 benzi de fixare permite un reglaj și o tracțiune foarte mare, ceea ce ajută la revenirea claviculei la forma anatomică în caz de fractură. Pentru a avea efect se reajustează în timpul purtării.

### INDICAȚII

- Se utilizează pentru corectarea pozițiilor vicioase ale coloanei toracale, fractură de clavicula

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința toracelui

1	2	3
45-55 cm	55-65 cm	65-75 cm



## 106. CORSET ABDOMINAL-COPII

### DESCRIERE

- Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu o pelotă standard (spumă polietilenă, Ø 4 cm), poziționată anterior la nivelul ombilicului.
- Închiderea se face posterior cu scai.
- Lățime: 6 cm.
- Pelota semirigidă, inclusă în corset, conferă protecție și compresie regiunii ombilicale.
- Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.
- Corsetul poate fi utilizat în caz de hernie ombilicală, atât preoperator cât și postoperator.

### INDICAȚII

- Hernie ombilicală

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința taliei

1	2	3
45-51 cm	51-58 cm	58-65 cm



## 107. ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA-CORSET HESSING-COPII

### DESCRIERE

- Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:
  - 2 atele laterale din material plastic, pentru susținere
  - 2 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susținere
  - 2 benzi elastice care asigură compresie sporită la nivel lombar
  - 2 benzi elastice ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace.
- Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.
- Închiderea se face anterior cu scai.
- Lățime: anterior - 16 cm, posterior - înălțimea corsetului variază între 30 - 45 cm, în funcție de mărime. Cele 2 atele laterale și cele 2 atele paravertebrale lungi stabilizează regiunea toracolombară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea. Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectează prin tracțiune poziția trunchiului. Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

### INDICAȚII

- Cifoza, atitudine cifotica, insuficienta musculara paravertebrala

### MĂRIMI

- Se măsoară circumferința taliei

1	2	3
44-51 cm	44-51 cm	51-58 cm
4	5	6
51-58 cm	58-65 cm	58-65 cm



## 108. ORTEZE DE PICIOR BEBAX

### DESCRIERE

### DESCRIERE

- Orteză concepută pentru corectarea dinamică și progresivă a deformităților piciorului la nou-născuți, copii. Orteza este confecționată din piele și prevăzută cu o articulație, care permite corecția progresivă.

### INDICAȚII

- Pes varus/valgus
- Pes supinatus
- Metatarsus varus
- Picior strâmb congenital

### MĂRIMI

- În funcție de lungimea tălpii, măsurată în cm.



## 109. CÂRJĂ CU SPRIJIN PE ANTEBRAȚ PENTRU COPII

### DESCRIERE

- Cârje copii, tip Tiki- cu sprijin pe antebraț, din aluminiu anodizat, sprijinul de antebraț este din polipropilena în două culori atractive pentru copii, turcoaz și violet. Carja copii are reglaj în lungime în 11 trepte iar susținerea de cot este reglabilă în 3 trepte

### INDICAȚII

- instabilitate la mers
- descărcarea în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatiche
- afecțiuni neurologice
- după diferite intervenții chirurgicale

### MĂRIMI

- distanța de la mânerul de sprijin la pardoseala: minim 55 cm, maxim 78 cm



A male doctor with dark hair and a light beard, wearing a white lab coat over a light blue shirt and a grey tie, is smiling and holding a beige, perforated orthopedic shoe insert in his hands. The background is a bright, out-of-focus clinical setting.

## **GHETE ORTOPEDICE/PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA PICIORULUI**

*Produsele destinate îngrijirii piciorului și ghetele ortopedice au rolul de a oferi un confort și în anumite cazuri corecție persoanelor care au diferite patologii la nivelul piciorului, gleznei cum ar fi: fasciita plantară, platfus, scurtare de membru, pînten calcanean, picior diabetic, etc. Majoritatea acestor produse sunt confecționate după mulaj, după măsurători, pentru a corespunde nevoilor și deformitațiilor exacte a pacienților.*



## GHETE ORTOPEDICE



## Denumiri ghete conform nomenclator CAS

Ghete diformități, cu numere până la 23 inclusiv	▶	mărimi până la 35 inclusiv
Ghete diformități, cu numere mai mari de 23,5	▶	mărimi mai mari de 35
Ghete scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv	▶	mărimi până la 35 inclusiv
Ghete scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5	▶	mărimi mai mari de 35
Ghete scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv	▶	mărimi până la 35 inclusiv
Ghete scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5	▶	mărimi mai mari de 35
Ghete amputații metatars și falange, cu numere până la 23 inclusiv	▶	mărimi până la 35 inclusiv
Ghete amputații metatars și falange, cu numere mai mari de 23,5	▶	mărimi mai mari de 35

## 110. GHETE PENTRU DIFORMITĂȚI

## DESCRIERE

- este confecționat din piele naturală;
- părțile laterale și carâmbul întărite;
- talpă adaptată la diformitatea piciorului;
- închidere cu scai/ șiret/ cataramă;
- se fabrică într-o gamă variată de culori
- se confecționează pe măsură individuală.
- captușeală din blană pentru sezonul rece

## INDICAȚII

- picior plat
- picior spastic
- picior varus equin
- picior valgus

## MĂRIMI

- Pe bază de măsurători individuale



## 111. GHETE PENTRU SCURTĂRI

## DESCRIERE

- este confecționat din piele naturală;
- părțile laterale și carâmbul întărite;
- talpă adaptată la diformitatea piciorului;
- închidere cu scai/ șiret/ cataramă;
- se fabrică într-o gamă variată de culori
- se confecționează pe măsură individuală.
- captuseala din blana pentru sezonul rece

## INDICAȚII

- Scurtare de membru inferior

## MĂRIMI

- Pe bază de măsurători individuale



## 112. GHETE PENTRU AMPUTAȚII DE METATARS ȘI FALANGE

## DESCRIERE

- este confecționat din piele naturală;
- părțile laterale și carâmbul întărite;
- talpă adaptată la diformitatea piciorului;
- închidere cu scai/ șiret/ cataramă;
- se fabrică într-o gamă variată de culori
- se confecționează pe măsură individuală.
- captuseala din blana pentru sezonul rece

## INDICAȚII

- Amputații de metatars și falange

## MĂRIMI

- Pe bază de măsurători individuale



## 113. ÎNCĂLĂȚĂMINTE PENTRU PICIOR DIABETIC

### DESCRIERE

- Previne recidiva ulcerelor cu 80%
- Formă anatomică pentru un confort sporit
- Căptușeală moale dintr-un material fără cusătură
- Deschidere largă pentru o încălțare mai ușoară
- Talpa moale, care permite amortizarea șocului

### INDICAȚII

- Picior diabetic, neuropatie, arteriopatie, profilactic, confort sporit

### MĂRIMI

- Pe bază de măsurători individuale



## 115. ORTEZĂ DE PICIOR PENTRU DESCĂRCARE ANTERIOARĂ/POSTERIOARĂ

### DESCRIERE

Orteză pentru diminuarea presiunii anterioare/posterioare prin redistribuția zonei de încărcare. Ușor de încălțată, confecționată din material care oferă confort și permite piciorului să se aerisească. Talpă confecționată din material anti-alunecare.

### INDICAȚII

- Traumatisme ale antepiciorului/retropiciorului
- Plăgi la nivelul piciorului
- Post-operator



## 114. SABOȚI MEDICALI

### DESCRIERE

- Construcția tălpii din material poliuretan pentru un mers confortabil
- Partea superioară și căptușeală tălpii din piele
- Burete cu memorie în talpă
- Formă anatomică
- Elastic lateral

### INDICAȚII

- Activitate prelungită în ortostatism

### MĂRIMI

- Pe bază de măsurători individuale



## 116. ORTEZĂ CORECTOARE DE STATICĂ A PICIORULUI SUSȚINĂTORI PLANTARI-SCANARE-AMPRENTARE

### DESCRIERE

Printr-o amprentare plantară computerizată în ortostatism, sunt înregistrate informații legate de zonele de presiune a tălpii cu ajutorul unui soft. În funcție de rezultatul de la podoscan și de recomandarea medicului specialist se introduc module de corecție în talonetele care urmează să fie confecționate. Se folosesc materiale biocompatibile pentru un confort sporit.

### INDICAȚII

- Picior plat, pinten calcanean, afecțiuni sistemice ale piciorului

### MĂRIMI

- Pe bază de măsurători individuale





## 117. ORTEZE DE PICIOR

### DESCRIERE

Confeționat din material biocompatibil pe baza unui mulaj prealabil. Atât mulajul cât și confeționarea talonetelelor sunt realizate de către tehnicienii ortopezi în urma unei anamneze, unui examen clinic, corelate cu rezultatul de la medical specialist. Au rol de corectie, descărcare, în funcție de patologia piciorului, favorizează echilibrul static și dinamic și susține piciorul.

### INDICAȚII

Picior plat, pinten calcanean, scurtare de membru, metatarsalgii deviații fiziologice la nivel de glezna-picior, afecțiuni sistemice ale piciorului, etc.

### MĂRIMI

Pe baza de măsuri individuale



## 118. ORTEZĂ CORECTOARE DE STATICĂ A PICIORULUI SUSȚINĂTORI PLANTARI

### DESCRIERE

Confeționat din plută, acoperită cu multiform.

### INDICAȚII

Picior plat

### MĂRIMI

După mărimea încălțămintelor.



## 119. ORTEZĂ CORECTOARE DE STATICĂ A PICIORULUI SUSȚINĂTORI PLANTARI-SILICON

### DESCRIERE

Confeționat din silicon, material antiderapant pentru un confort sporit și pentru amortizarea șocurilor.

### INDICAȚII

Fasciita plantară, tendinite, metatarsalgii, pinten calcanean

### MĂRIMI

După mărimea încălțămintelor.

XS	S	M
35-36	37-38	39-40
L	XL	XXL
41-42	43-44	45-46



## 120. TALONETE DIN SILICON PENTRU CĂLCĂI

### DESCRIERE

Confeționat din silicon, material antiderapant pentru un confort sporit și pentru amortizarea șocurilor.

### INDICAȚII

Fasciita plantară, tendinite, pinten calcanean

### MĂRIMI

După mărimea încălțămintelor.

S	M	L
37-38	39-42	43-46



## 121. PERNIȚE DESPĂRȚITOARE HALLUX-VALGUS

### DESCRIERE

Confeționat din silicon pentru un confort sporit, pernița menține poziția degetelor în poziția lor anatomică, prevenind deviația halucelui și apariția monturilor.

### INDICAȚII

Prevenire și tratare hallux-valgus

### MĂRIMI

S	M	L
37-38	39-42	43-46



## 122. ORTEZA CORECTOARE DE NOAPTE HALLUX VALGUS

### DESCRIERE

Orteza pentru monturi conține un suport din piele, reglabil, prins de cele două suporturi din material plastic. Se poate regla ușor cu ajutorul sistemului de prindere de tip velcro și este eficientă pentru corectarea poziției degetului mare. Pentru că degetul să se deplaseze în poziția anatomică inițială, presiunea trebuie intensificată treptat.

### INDICAȚII

Indicată în prevenirea și tratarea Hallux Valgus sau postoperator Hallux Valgus

### MĂRIMI

S	M	L
37-38	39-42	43-46



## PROTEZE PENTRU MEMBRUL SUPERIOR ȘI PENTRU MEMBRUL INFERIOR

*Proteza este un dispozitiv care are ca scop înlocuirea sau îmbunătățirea funcției unei părți la nivelul membrului superior/inferior în urmă unei amputații sau orto-proteză în cazul ageneziei. Acestea sunt confecționate de către tehnicieni ortopezi după un mulaj prealabil. Protezele redau mobilitatea și libertatea de mișcare, astfel încât pacienții pot reveni la activitățile pe care le aveau înainte de amputație.*



## 123. PROTEZĂ PARȚIALĂ DE PICIOR LISFRANC

### DESCRIERE

- Confecționată din spumă de polietilenă expandată cu întărituri din plastic;
- Fixare cu scai tip velcro;
- Înveliș exterior din piele.

### INDICAȚII

- amputații parțiale de picior tip Lisfranc

### MĂRIMI

- pe bază de măsură individuală



## 124. PROTEZĂ PARȚIALĂ DE PICIOR CHOPART ȘI PROTEZĂ PARȚIALĂ DE PICIOR PIROGOFF

### DESCRIERE

- Confecționată din spumă de polietilenă expandată cu întărituri din plastic
- Fixare cu scai tip velcro
- Înveliș exterior din piele
- Picior flexibil din fibră de carbon sau poliuretan
- Cupă externă din plastic sau rășină sintetică întărită cu fibră de carbon
- Cu fixare la nivelul gambei
- Manșon intern din polietilenă expandată sau ciorap de bumbac impregnat cu gel.

### INDICAȚII

- Amputații parțiale de picior tip Chopart, Pirogoff

### MĂRIMI

- pe bază de măsură individuală



## 125. PROTEZĂ GAMBĂ MODULARĂ

### DESCRIERE

- Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
- Cu gleznă fixă sau mobilă;
- Tubulatură din duraluminiu;
- Cupă externă din material plastic sau rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
- Manșon intern din polietilenă expandată;
- Fixare supracondiliană cu genunchieră;
- Înveliș cosmetic.

### INDICAȚII

- amputații la nivelul gambei (transtibială)
- recomandată pacienților cu activitate redusă spre medie
- contraindicată pacienților cu bont foarte scurt

### MĂRIMI

- pe bază de măsură individuală



## 126. PROTEZĂ DE GAMBĂ CONVENȚIONALĂ

### DESCRIERE

- Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
- Cu gleznă fixă sau mobilă;
- Cupă externă din material plastic sau rășină sintetică întărită cu fibră de carbon, cu contact total
- Înveliș cosmetic
- Șinărie din oțel
- Fixare pe coapsă cu manșon din piele

### INDICAȚII

- amputații la nivelul gambei (transtibială)
- recomandată pacienților cu activitate redusă spre medie
- pacienților cu bont foarte scurt
- instabilitatea articulației genunchiului

### MĂRIMI

- pe bază de măsură individuală





## 127. PROTEZĂ DE GAMBĂ MODULARĂ CU MANȘON DE SILICON

### DESCRIERE

- ☛ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
- ☛ Cu gleznă fixă sau mobilă;
- ☛ Tubulatură din duraluminu;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
- ☛ Manșon intern din gel, silicon sau polietilenă expandată care asigură confort sporit;
- ☛ Înveliș cosmetic.

### INDICAȚII

- ☛ Amputații parțiale de picior tip Chopart, Pirogoff amputații la nivelul gambei (transtibială)
- ☛ recomandată pacienților cu activitate medie spre ridicată
- ☛ contraindicată pacienților cu bont foarte scurt

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 128. PROTEZĂ DE COAPSĂ MODULARĂ

### DESCRIERE

- ☛ Picior flexibil din poliuretan cu sau fara inserție din fibră de carbon;
- ☛ Cu gleznă fixă sau mobilă;
- ☛ Tubulatură din duraluminu;
- ☛ Articulație de genunchi blocabilă, cu frână sau liberă;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
- ☛ Manșon intern din polietilenă expandată;
- ☛ Sistem de fixare cu centură la nivelul brâului;
- ☛ Înveliș cosmetic.

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul coapsei (transfemurală)
- ☛ recomandată pacienților cu activitate redusă spre mediu
- ☛ contraindicată pacienților cu bont foarte scurt

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 129. PROTEZĂ DE COAPSĂ CU VACUUM

### DESCRIERE

- ☛ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
- ☛ Cu gleznă fixă sau mobilă;
- ☛ Tubulatură din duraluminu;
- ☛ Articulație de genunchi blocabilă, cu frână sau liberă;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
- ☛ Sistem de fixare prin vacuum;
- ☛ Înveliș cosmetic

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul coapsei (transfemurală)
- ☛ recomandată pacienților cu activitate ridicată
- ☛ contraindicată pacienților cu bont foarte scurt, fluctuații de volum ale bontului, hipersensibilitate la capătul distal al bontului

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 130. PROTEZĂ DE COAPSĂ CU MANȘON DE SILICON

### DESCRIERE

- ☛ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
- ☛ Cu gleznă fixă sau mobilă;
- ☛ Tubulatură din duraluminu;
- ☛ Articulație de genunchi blocabilă, cu frână sau liberă;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
- ☛ Manșon intern din gel sau silicon care asigură confort sporit;
- ☛ Înveliș cosmetic.

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul coapsei (transfemurală)
- ☛ recomandată pacienților cu activitate medie și ridicată
- ☛ contraindicată pacienților cu bont foarte scurt și foarte lung, hipersensibilitate la capătul distal al bontului, reacții alergice la silicon

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 131. PROTEZĂ DE ȘOLD MODULARĂ

### DESCRIERE

- ☛ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
- ☛ Cu gleznă fixă sau mobilă;
- ☛ Tubulatură din duraluminu;
- ☛ Articulație de genunchi mobilă;
- ☛ Articulația șoldului blocabilă sau mobilă;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
- ☛ Îneliș cosmetic.

### INDICAȚII

- ☛ amputații cu dezarticulație de șold

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 132. PROTEZĂ PARȚIALĂ DE BAZIN HEMIPELVECTOMIE MODULARĂ

### DESCRIERE

- ☛ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
- ☛ Cu gleznă fixă sau mobilă;
- ☛ Tubulatură din duraluminu;
- ☛ Articulație de genunchi mobilă;
- ☛ Articulația șoldului blocabilă sau mobilă;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
- ☛ Îneliș cosmetic.

### INDICAȚII

- ☛ amputație parțială de bazin (hemipelvectomie)

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 133. PROTEZĂ DE ANTEBRAȚ FUNCȚIONALĂ SIMPLĂ

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică internă rigidă;
- ☛ Mănușă estetică din PVC sau silicon;
- ☛ Cupă din rășină sintetică flexibilă și rigidă;
- ☛ Fixare supraepicondiliană.

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul antebrațului
- ☛ recomandată pacienților cu activitate redusă și medie
- ☛ contraindicată pentru bont foarte scurt

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 134. PROTEZĂ DE ANTEBRAȚ FUNCȚIONALĂ MIOELECTRICĂ

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică acționată mioelectric;
- ☛ Cu sau fără pronție și supinație activă;
- ☛ Mănușă cosmetică;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică care încorporează senzorii mio-electrici și bateria protezei;
- ☛ Manșon intern flexibil;
- ☛ Cu fixare supraepicondiliană.

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul antebrațului
- ☛ recomandată pacienților cu activitate ridicată
- ☛ contraindicată pentru bont foarte scurt, hipersensibilitate tegumentară

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 135. PROTEZĂ DE ANTEBRAȚ FUNCȚIONALĂ ACȚIONATĂ PRIN CABLU

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică mecanică acționată prin cablu;
- ☛ Mănușă estetică;
- ☛ Cupă din rășină sintetică flexibilă și rigidă;
- ☛ Fixare supraepicondiliană și prin ham la nivelul umărului contralateral.

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul antebrațului
- ☛ recomandată pacienților cu activitate medie și ridicată
- ☛ contraindicată pentru bont foarte scurt

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală





## 136. PROTEZĂ DE BRAȚ FUNCȚIONALĂ SIMPLĂ

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică rigidă;
- ☛ Mănușă estetică;
- ☛ Tubulatură aluminiu;
- ☛ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică;
- ☛ Fixare cu ham pe umărul opus;
- ☛ Înveliș cosmetic.

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul brațului
- ☛ recomandată pacienților cu activitate redusă și medie
- ☛ contraindicată pentru bont foarte scurt, hipersensibilitate tegumentară

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 137. PROTEZĂ DE BRAȚ FUNCȚIONALĂ ACȚIONATĂ PRIN CABLU

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică mecanică acționată prin cablu;
- ☛ Mănușă estetică;
- ☛ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică;
- ☛ Fixare cu ham pe umărul opus.

### INDICAȚII

- ☛ amputații la nivelul brațului
- ☛ recomandată pacienților cu activitate medie
- ☛ contraindicată pentru bont foarte scurt, hipersensibilitate tegumentară

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 138. PROTEZĂ DE DEZARTICULAȚIE DE UMĂR FUNCȚIONALĂ SIMPLĂ

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică rigidă;
- ☛ Mănușă estetică;
- ☛ Tubulatură aluminiu;
- ☛ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
- ☛ Articulație de umăr mobilă;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică;
- ☛ Fixare cu ham pe umărul opus;
- ☛ Înveliș cosmetic.

### INDICAȚII

- ☛ amputații de dezarticulație scapulo-humerală
- ☛ recomandată pacienților cu activitate redusă și medie
- ☛ contraindicată în hipersensibilitate tegumentară

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 139. PROTEZĂ DE DEZARTICULAȚIE DE UMĂR ACȚIONATĂ PRIN CABLU

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică mecanică acționată prin cablu;
- ☛ Mănușă estetică;
- ☛ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică;
- ☛ Fixare cu ham pe umărul opus.

### INDICAȚII

- ☛ amputații de dezarticulație scapulo-humerală
- ☛ recomandată pacienților cu activitate medie și ridicată
- ☛ contraindicată în hipersensibilitate tegumentară

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 140. PROTEZĂ PENTRU AMPUTAȚIE INTER-SCAPULO-TORACICĂ

### DESCRIERE

- ☛ Mână protetică rigidă;
- ☛ Mănușă estetică;
- ☛ Tubulatură aluminiu;
- ☛ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
- ☛ Articulație de umăr mobilă;
- ☛ Cupă externă din rășină sintetică;
- ☛ Fixare cu ham pe umărul opus;
- ☛ Înveliș cosmetic

### INDICAȚII

- ☛ amputații inter-scapulo-toracică
- ☛ recomandată pacienților cu activitate redusă și medie
- ☛ contraindicată în hipersensibilitate tegumentară

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## 141. LINER DIN SILICON/GEL

### DESCRIERE

☛ În funcție de tipul de suspensie, linerul din silicon/gel are rolul de a realiza o legătură stabilă între cupa protetică și bont. Datorită proprietății materialului acest tip de liner oferă o aderență bună, este rezistiv și oferă un confort sporit pacienților. Disponibil de la producătorii: Alps, Wagner, Ossur, Ottobock, etc.

### MĂRIMI

- ☛ pe bază de măsură individuală



## PROTEZE DE SÂN

*Protezele de sân redau formă și textura naturală al unui sân, în urmă unor operații de mastectomie, totală sau parțială. Proteză mamară poate readuce echilibrul bustului și oferă condițiile cât mai optime pentru recuperarea fizică și mentală.*



## 142. PROTEZĂ DE SÂN CU SUTIEN

### DESCRIERE

- O formulă îmbunătățită de silicon, creează o formă de sân ce imită perfect anatomia sânelui, cu aspectul cel mai natural posibil.
- Proteză de sân din silicon este discretă și potrivită pentru toate activitățile din viața de zi cu zi.
- Oferă un echilibru și un confort sporit;
- În funcție de preferințe pot fi simetrice (cu potrivire pe ambele părți) sau asimetrice;

### INDICAȚII

- Mastectomii, tumorectomii

### MĂRIMI

- 1-17

Band (cms)	Cup							
	AA	A	B	C	D	E	F	G
60		0	1	2	3	4	5	6
65	0	1	2	3	4	5	6	7
70	1	2	3	4	5	6	7	8
75	2	3	4	5	6	7	8	9
80	3	4	5	6	7	8	9	10
85	4	5	6	7	8	9	10	11
90	5	6	7	8	9	10	11	12
95	6	7	8	9	10	11	12	13
100	7	8	9	10	11	12	13	14
105	8	9	10	11	12	13	14	15
110	9	10	11	12	13	14	15	16
115	10	11	12	13	14	15	16	17
120	11	12	13	14	15	16	17	




## 143. ACCESORII ÎN PERIOADA CHIMIOTERAPIEI ȘI DUPĂ TRATAMENT

### DESCRIERE

- Perucile sunt realizate din materiale selectate cu grijă și combină un design clasic cu o gamă largă de culori moderne. Fibra sintetică din care sunt confecționate aceste peruci este de calitate foarte bună și ea permite stilizarea după inspirație și îndemănare a ondulelor, tresele moi pe care este cusut părul permit aerului să ajungă la nivelul pielii și să o aerisească.
- Turbane, eșarfe, ideale pentru a fi purtate în perioada chimioterapiei și după tratament, sensibile cu pielea capului, materiale ușoare și delicate.





## PRODUSE CHIRURGICALE

*Plasele chirurgicale sunt folosite în cură chirurgicală clasică sau laparoscopică a defectelor parietale abdominale, cum ar fi herniile și eventrațiile. Bandelele sunt folosite la femei pentru stoparea incontinenței urinare. Ele sunt concepute astfel încât să fie tolerate de organism și induc constituirea unei cicatrici supte post-operatorii.*

## 144. PLASĂ CHIRURGICALĂ-BASIC

### DESCRIERE

- Rezistă la forțe de întindere mai mari decât cele dezvoltate în corpul uman.
- Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu).
- Rolul lor este de "schelet" sau structură de rezistență pe care țesutul pacientului se reface prin cicatrizare și înglobează plasa în scurt timp.
- De cele mai multe ori ele sunt decupate în timpul operației în funcție de mărimea "găurii" (defectului).

### INDICAȚII

- Plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri mici

### COMPOZIȚIE

- 100% polipropilenă (neresorbabilă).

### DATE TEHNICE

- diametrul monofilamentului: 0,18 mm;
- gramaj mediu: 127 g/m<sup>2</sup>;



- grosimea plasei: 0,6 mm;
- macroporoasă (porozitate medie: 0,55 mm sau 77%).

### POZIȚIONARE

- Poate fi introdusă laparoscopic.
- În funcție de tehnica operatorie folosită ele sunt plasate deasupra sau sub hernie / eventrație.
- Plasele sunt fixate (cusute) jur împrejur, în câteva puncte, cu fire de sutură.

### PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI

- memorie foarte bună (poate fi introdusă laparoscopic);
- elasticitate bidirecțională; maleabilă;
- transparentă; nu se deșiră la tăiere



## 145. PLASĂ CHIRURGICALĂ-EVOLUTION

### DESCRIERE

- Rezistă la forțe de întindere mai mari decât cele dezvoltate în corpul uman.
- Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu).
- Rolul lor este de "schelet" sau structură de rezistență pe care țesutul pacientului se reface prin cicatrizare și înglobează plasa în scurt timp.
- De cele mai multe ori ele sunt decupate în timpul operației în funcție de mărimea "găurii" (defectului).
- Plasele chirurgicale sunt fabricate în Italia.

### INDICAȚII

- Plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri largi

### COMPOZIȚIE

- 100% polipropilenă (neresorbabilă).

### DATE TEHNICE

- diametrul monofilamentului: 0,12 mm;




- gramaj mediu: 48 g/m<sup>2</sup> (plasă 'light');
- grosimea plasei: 0,56 mm;

### POZIȚIONARE

- Poate fi introdusă laparoscopic.
- În funcție de tehnica operatorie folosită ele sunt plasate deasupra sau sub hernie / eventrație.
- Plasele sunt fixate (cusute) jur împrejur, în câteva puncte, cu fire de sutură.

### PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI

- memorie bună (poate fi introdusă laparoscopic)
- elasticitate bidirecțională; maleabilă
- transparentă cu dungi albastre pentru o poziționare ușoară
- nu se deșiră la tăiere



## 146. PLASĂ CHIRURGICALĂ-2P

### DESCRIERE

- cunoscută sub următoarele denumiri: dual mesh, dublu strat, dublu fațetat, de substituție etc.;
- rezistă la forțe de întindere mai mari decât cele dezvoltate în corpul uman;
- rolul lor este de "schelet" sau structură de rezistență pe care țesutul pacientului se reface prin cicatrizare și înglobează plasa în scurt timp;
- protezarea cu plasă scade riscul de recidivă la aproximativ 3%;
- sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu).
- Plasele chirurgicale sunt fabricate în Italia.

### INDICAȚII

- Plasă compozită pentru hernii / eventrații (intraperitoneal)

### DATE TEHNICE

- formă ovală
- grosimea totală a plasei: 0,6 mm
- gramaj mediu: 93 g/m<sup>2</sup>.




### POZIȚIONARE

- Poate fi introdusă laparoscopic.
- Plasele sunt fixate (cusute) jur împrejur, în câteva puncte, cu fire de sutură.

### PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI

- transparentă, maleabilă
- stratul 1:
  - polipropilenă (PP) - aderent
  - macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%)
  - diametrul monofilamentului: 0,12 mm
  - stimulează un răspuns fibroblastic rapid.
- stratul 2:
  - film transparent - neaderent
  - fără pori (grosime: 0,05 mm)
  - conceput pt. contactul cu viscerale





## DISPOZITIVE PENTRU PROTEZAREA STOMEI

*Dispozitivele pentru întreținerea stomei au rolul de a oferi o independență pacienților stomizati. Există diferite tipuri de saci de urostomie/colostomie, centuri de fixare, soluții și creme speciale pentru îngrijirea stomei, care îi oferă pacienților toate condițiile pentru a trăi o viață obișnuită. Utilizarea acestor produse favorizează condițiile pentru reintegrare în societate.*



## 147. SAC DE COLOSTOMIE CU EVACUARE-ÎNCHIDERE CU CLEMĂ

### DESCRIERE

- ☛ asigură protecție și siguranță 24 de ore;
- ☛ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
- ☛ pe fața pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma și zona din jurul ei;
- ☛ sunt ușoare și nu produc zgomote în timpul mișcării;
- ☛ se îndepărtează ușor;
- ☛ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpirația.
- ☛ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună și o protecție maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după ce preia temperatura corpului)
- ☛ sistem de închidere cu clemă cu etanșitate maximă
- ☛ disponibile în culoare bej sau transparent

### INDICAȚII

- ☛ Protezarea stomiilor

### MĂRIMI

- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-60 mm
- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-70 mm
- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-95 mm



## 148. SAC DE COLOSTOMIE CU EVACUARE-ÎNCHIDERE CU SCAI

### DESCRIERE

- ☛ asigură protecție și siguranță 24 de ore;
- ☛ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
- ☛ pe fața pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma și zona din jurul ei;
- ☛ sunt ușoare și nu produc zgomote în timpul mișcării;
- ☛ se îndepărtează ușor;
- ☛ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpirația.
- ☛ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună și o protecție maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după ce preia temperatura corpului)
- ☛ sistem de închidere cu scai
- ☛ disponibile în culoare bej sau transparent

### INDICAȚII

- ☛ Protezarea stomiilor

### MĂRIMI

- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-60 mm
- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-70 mm
- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-95 mm



## 149. SAC DE COLOSTOMIE FĂRĂ EVACUARE

### DESCRIERE

- ☛ asigură protecție și siguranță 24 de ore;
- ☛ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
- ☛ pe fața pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma și zona din jurul ei;
- ☛ sunt ușoare și nu produc zgomote în timpul mișcării;
- ☛ se îndepărtează ușor;
- ☛ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpirația.
- ☛ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună și o protecție maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după ce preia temperatura corpului)
- ☛ disponibile în culoare bej sau transparent

### INDICAȚII

- ☛ Protezarea stomiilor

### MĂRIMI

- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-60 mm



## 150. SAC DE COLOSTOMIE CU SAU FĂRĂ EVACUARE-DIN DOUĂ COMPONENTE

### DESCRIERE

- ☛ sistemul este compus din două componente: placă colostomie decupabilă și sac de colostomie
- ☛ asigură protecție și siguranță 24 de ore;
- ☛ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
- ☛ pe fața pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma și zona din jurul ei;
- ☛ sunt ușoare și nu produc zgomote în timpul mișcării;
- ☛ se îndepărtează ușor;
- ☛ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpirația.
- ☛ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună și o protecție maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după ce preia temperatura corpului)
- ☛ sistem de închidere cu scai
- ☛ disponibile în culoare bej sau transparent

### INDICAȚII

- ☛ Protezarea stomiilor

### MĂRIMI

- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-60 mm
- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-70 mm
- ☛ Orificiul plăcii decupabil între 20-95 mm



## 151. SAC DE UROSTOMIE CU EVACUARE

### DESCRIERE

- ☛ asigură protecție și siguranță 24 de ore;
- ☛ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
- ☛ sunt ușoare și nu produc zgomote în timpul mișcării;
- ☛ se îndepărtează ușor;
- ☛ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpirația.
- ☛ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună și o protecție maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după ce preia temperatura corpului)
- ☛ un sistem anti-reflux împiedică întoarcerea urinei la stoma

### INDICAȚII

- ☛ Protezarea stomiilor



## 152. MEDABS

### DESCRIERE

- ☛ Absorbant de mirosuri, gelifică materiile fecale lichide. Acest praf este introdus în sacul colector, astfel încât să absoarbă mirosurile neplăcute și să prelungească în acest fel capacitatea filtrului de cărbune activ de eliminare a mirosurilor.

### INDICAȚII

- ☛ Utilizarea sacilor de colostomie

### MĂRIMI

- ☛ Cantitate: 60 g



## 153. LOȚIUNE STOMICĂ

### DESCRIERE

- ☛ Lichidul cu extract de aloe vera servește la dezinfectarea zonei din jurul stomei, conferind pielii o senzație de curat și calmând iritația.

### INDICAȚII

- ☛ Utilizarea sacilor de colostomie, urostomie, ileostomie

### MĂRIMI

- ☛ Cantitate: 200 ml.



## 154. CREMĂ STOMICĂ

### DESCRIERE

- ☛ Crema Stomic este o cremă hidratantă, regenerantă cu conținut bogat de vitamine care se absoarbe ușor în piele. Are efect antiinflamator. Se aplică pe pielea curată într-un strat foarte subțire, apoi se lasă pielea să respire până când crema se absoarbe în întregime.

### INDICAȚII

- ☛ Utilizarea sacilor de colostomie, urostomie, ileostomie

### MĂRIMI

- ☛ Cantitate: 85 g.



## 155. CENTURĂ DE FIXARE

### DESCRIERE

- ☛ Centura pentru sacul de colostomie/ ileostomie se folosește pentru o fixare mai sigură și stabilă a sacului, mai ales pentru perioadele de activitate fizică susținută. Centura se reglează cât este necesar pentru a oferi siguranță pacientului.


### INDICAȚII

- ☛ Utilizarea sacilor de colostomie, urostomie, ileostomie



## DISPOZITIVE PENTRU INCONTINENȚĂ URINARĂ

*Dispozitivele pentru incontinență urinară au rolul de a oferi o independență, un confort și protecție pentru pacienții care se confruntă cu incontinență urinară, retenție urinară, adenoma de prostată, vezica neurogenă sau alte patologii. Utilizarea acestor produse favorizează condițiile pentru reintegrare în societate.*





## 156. CATETER INTERMITENT URINAR

### DESCRIERE

- Cateterizarea intermitentă curată (CIC) este standardul ideal în tratamentul tulburărilor de evacuare a vezicii neurologice.
- ☛ sistem fără atingere (cateterul nu are contact cu mâinile/degetele); scade riscul de infecții;
  - ☛ vârful poate fi Nelaton sau Tiemann, atraumatic;
  - ☛ lubrifianțul este hidrosolubil
  - ☛ sterilizate; ușor de utilizat, poate fi utilizat de către bărbați, femei și copii
  - ☛ fabricate în Marea Britanie.

### INDICAȚII

- ☛ retențiilor de urină
- ☛ obstrucțiilor subvezicale
- ☛ vezica urinară de tip neurologic, accident vascular cerebral (AVC)



## 157. SONDĂ FOLEY CU 2 CĂI

### DESCRIERE

- ☛ Sonda Foley este utilă pentru drenajul urinei. Se introduce în uretră de către un cadru medical specializat.
- ☛ Produsă din latex natural, cu înveliș din silicon medical, nu produce leziuni uretrale, prevăzută cu orificii pentru drenajul urinei. Se adaptează la punga de urină. Capacitate balon 15-30 ml/ cc.

### INDICAȚII

- ☛ retențiilor de urină
- ☛ obstrucțiilor subvezicale
- ☛ vezica urinară de tip neurologic, accident vascular cerebral (AVC)

### MĂRIMI

- ☛ CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24



## 158. CONDOM URINAR SILICON

### DESCRIERE

- ☛ O soluție discretă pentru bărbații care se confruntă cu incontinența urinară. Confectionat din silicon 100%, autoadeziv. Adezivul din partea interioară a condomului oferă o fixare stabilă și sigură, și se conectează la un sac colector de urină.

### INDICAȚII

- ☛ Indicat pentru bărbați cu incontinență urinară, drenajul urinei

### MĂRIMI

- ☛ 25 mm
- ☛ 29 mm
- ☛ 32 mm
- ☛ 36 mm



## 159. CONDOM URINAR LATEX

### DESCRIERE

- ☛ O soluție discretă pentru bărbații care se confruntă cu incontinența urinară. Confectionat din latex natural și înveliș din silicon. Se fixează pe penis cu ajutorul unei benzi adezive la capătul condomului și se conectează la un sac colector de urină.

### INDICAȚII

- ☛ Indicat pentru bărbați cu incontinență urinară, drenajul urinei

### MĂRIMI

- ☛ 25 mm (S)
- ☛ 30 mm (M)
- ☛ 35 mm (L)
- ☛ 40 mm (XL)



## 160. SACI COLECTORI DE URINĂ

### DESCRIERE

- ☛ Saci colectori de urină din poliuretan, transparenți gradați cu robinet de evacuare și valvă antireflux pentru a împiedica revenirea urinei, prevenind apariția infecțiilor urinare;
- ☛ Ambalați steril;
- ☛ Prevăzută cu indicator pentru volum;

### INDICAȚII

- ☛ Se poate atașa la condom urinar, la sondă Foley, la punși de urostomie
- ☛ Ideal pentru pacienții care sunt imobilizați la pat și cei care au nevoie de un sac cu o capacitate mai mare de colectare a urinei

### MĂRIMI

- ☛ 1,5 L
- ☛ 2 L



## 161. BENZI PENTRU INCONTINENȚĂ URINARĂ BANDĂ INTRAVAGINALĂ

### DESCRIERE

- ☛ Îvelită în 2 teci protectoare transparente (pentru a facilita trecerea prin țesuturi până la finalizarea implantului);
- ☛ cele două teci se detașează în partea centrală (după finalizarea implantului) trăgând de ambele capete în același timp;
- ☛ sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu)
- ☛ macroporoasă pentru o înglobare rapidă în țesut (porozitate 84%);
- ☛ transparentă cu o linie centrală albastră (pt. identificare);
- ☛ elastică și maleabilă; nu se deșiră la tăiere;
- ☛ memorie foarte bună (nu apare fenomenul de shrinkage)

### INDICAȚII

- ☛ destinată prolapsului uretrei sau a boltei vaginale
- ☛ bandeletă pentru stoparea incontinenței urinare la femei

### MĂRIMI

- ☛ dimensiuni: 50x1,2 cm (fără margini tăioase);
- ☛ diametrul monofilamentului: 0,12 mm;
- ☛ gramaj mediu: 67 g/m<sup>2</sup>;
- ☛ grosimea benzii: 0,46 mm.



## 162. SCUTECE ADULȚI MOLICARE-HARTMANN

### DESCRIERE

☛ Recomandat pentru incontinență severă cu capacitate de absorbție foarte bună. Corpul absorbant din 3 straturi are rolul de a neutraliza mirosurile neplăcute. Este un produs hipoalergen cu PH.5.5. Sistem de închidere prin benzi repositionabile și resigilabile, care permite o aplicare ușoară și flexibilă. Suprafața exterioară este moale.

### INDICAȚII

- ☛ Persoane cu dizabilități psihice sau motorii
- ☛ Incontinență severă de urină și fecale
- ☛ Pacienți imobilizați la pat

### MĂRIMI

- ☛ S - circumferința abdominală 50-80 cm
- ☛ M - circumferința abdominală 70-120 cm
- ☛ L - circumferința abdominală 100-150 cm
- ☛ XL - peste 150 cm



## CIORAPI COMPRESIVI

*Ciorapii compresivi sunt special creați pentru terapia compresiva. Ei aplică o presiune ușoară mai ales la nivelul picioarelor și gleznelor îmbunătățind circulația venoasă și sunt recomandați de către medici ca o măsură de prevenție sau în vederea ameliorării simptomelor specifice afecțiunilor venoase în diversele lor forme de manifestare: oboseală, durere, disconfort resimțit la nivelul picioarelor sau umflarea acestora.*



## 163. CIORAPI COMRESIVI

### DESCRIERE

❖ Ciorapii compresivi sunt dispozitive medicale utilizate pentru îmbunătățirea circulației. În conformitate cu prescripțiile medicale ciorapii compresivi exercită o presiune specifică la gleznă, presiune care se reduce gradual spre coapsă ajutând la circulația ideală de sânge și limfă în venele de la nivelul picioarelor. Gradul de compresie se exprimă în mmHg (mm coloană de mercur). Presiunea adecvată exercitată din exterior de către ciorapi, are efect asupra țesutului conjunctiv, iar în urma presiunii țesutului conjunctiv pe peretele venos subțire se îngustează vena dilatată în mod patologic, eliminând astfel insuficiența valvei, se evidențiază efectul pompei musculare și fluxul de sânge va fi asigurat către inimă.

### INDICAȚII

#### GRADUL I

- ❖ varice
- ❖ insuficiență venoasă cronică
- ❖ boli cardio-vasculare
- ❖ edem
- ❖ tromboflebită
- ❖ în urma unei intervenții chirurgicale la nivelul venelor sau scleroterapiei


#### GRADUL II

- ❖ în cazul varicozităților membrelor inferioare (varicozitate)
- ❖ după operațiile de varice (sclerotizare și operații de varix)
- ❖ pentru prevenirea trombozelor
- ❖ în cazul insuficiențelor venoase cronice
- ❖ în cazul anevrismelor locale (eventual sângerânde) (angiodysplazie)
- ❖ în cazul edemelor, edemelor postoperatorii
- ❖ în cazul limfedemelor cronice
- ❖ pentru tratamentul de menținere al ulcerului crural vindecat

### MĂRIMI

	b	d	f
<b>S</b>	19-21	29-33	42-48
<b>M</b>	22-24	34-37	47-53
<b>L</b>	25-28	38-43	50-56
<b>XL</b>	28-31	41-45	54-60
<b>XXL</b>	31-34	43-47	58-64
<b>EXTRA</b>	34-36	45-49	60-68

- ❖ b = circumferința gleznei
- ❖ d = circumferința gambei
- ❖ f = circumferința coapsei deasupra de 10cm de genunchi
- ❖ g = circumferința coapsei la nivelul șoldului
- ❖ tip șosete –AB
- ❖ tip până la nivelul gambei –AD
- ❖ tip până la nivelul coapsei-AG
- ❖ tip monocolant –AG HB
- ❖ tip ciorapi pantaloni



## 164. DISPOZITIV PENTRU ÎNCĂLȚAREA CIORAPULUI COMPRESIV MEDI BUTLER

### DESCRIERE

❖ Dispozitivul are rolul de a facilita încălțarea ciorapului compresiv prin lărgirea ei. După ce se introduce piciorul în ciorapul lărgit se rulează ușor până la genunchi/coapsă. Este o soluție simplă și rapidă.





## **PRODUSE PENTRU GRAVIDE**

*Produsele pentru gravide sunt recomandate atât în perioada sarcinii pentru a oferi confort și a preveni apariția unor complicații (ciorapii compresivi pentru gravide, orteze), cât și chiar în primele zile post-partum (pachetul clinic de recuperare MomCare). Absorbantul postnatal MomCare 3 în 1 este un produs nou pe piața Românească.*

## 165. COMPRESĂ RECE ABSORBANTĂ

### DESCRIERE

◀ Absorbant steril postnatal 2 în 1 cu sistem de răcire indicat pentru ameliorarea rapidă a leziunilor perineale apărută după naștere. Steril, permite contact direct cu rana. Absorbantă de mari dimensiuni care înglobează un dispozitiv de răcire (2 în 1), răcirea este instantă după spargerea dispozitivului încorporat (până la temperatura de 1°C) și nu necesită răcire prealabilă. Asigură rapid un efect plăcut de calmare care se menține timp de 30 de minute, după care funcționează ca un absorbant postnatal;

### INDICAȚII

- ◀ epiziotomie
- ◀ ruptură perineală
- ◀ hemoroizi
- ◀ edem
- ◀ plagă post-cezariană



## 166. BIDEU PORTABIL

### DESCRIERE

◀ Pentru a favoriza procesul de vindecare rapidă este nevoie de o igienă corespunzătoare. Bideul portabil se utilizează pentru igiena zonelor intime după naștere și nu numai. Are un design portabil și este ușor de transportat. Poate fi utilizat în spital, după naștere, în perioada post-natală de la domiciliu, în timpul perioadei de menstruație (de exemplu, în timpul folosirii cupei menstruale), dar și în timpul călătoriilor lungi.

◀ Capacitate: 300 ml.



## 167. SPUMĂ DE REGENERARE DIN HAMAMELIS ȘI SUNĂTOARE

### DESCRIERE

◀ Este o spumă cu efect de răcire și analgezic, care este absorbită și își exercită efectul direct în leziunile dureroase și nu prin pătrunderea cu ajutorul tamponelor sau șervețelelor sanitare. Spuma de regenerare este obținută dintr-un extract apos de Hamamelis medical cu Frunze mari și din sunătoare. Cele două componente principale ale plantei sunt cunoscute ca având efecte antiinflamatorii. Nu conține parfumuri artificiale, culori artificiale sau conservanți.

### INDICAȚII

◀ Tratarea zonei perineale în perioada post-natală, a hemoroizilor și/sau cicatricilor de după secțiunea cezariană





## 168. PERNĂ PENTRU GRAVIDE

### DESCRIERE

☛ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi de spumă poliuretanică, care permit circulația aerului. Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

### INDICAȚII

☛ Se utilizează pentru optimizarea confortului gravidelor, în timpul somnului sau postpartum, în timpul alăptatului

### MĂRIMI

☛ Dimensiuni: 170 cm x 23 cm.



## 169. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ PENTRU GRAVIDE

### DESCRIERE

☛ Este realizat din 2 componente:

- cea posterioară din material elastic, prevăzută cu 4 atele dorsale pentru susținere
- componenta anterioară din material textil moale, rigid.

☛ Susține abdomenul și este reglabil, putând fi folosit pe toată perioada sarcinii.

☛ Închiderea se face anterior cu scai.

☛ Lățime: anterior 11 cm, posterior 16 cm.

☛ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzută cu benzi ajutătoare.

☛ Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului, componenta posterioară elastică stabilizează regiunea lombară.

### INDICAȚII

☛ Se utilizează în perioada prenatală ca suport al abdomenului și al coloanei lombare

☛ Se utilizează doar la sfatul medicului

☛ Combate lordoza în timpul sarcinii și ameliorează durerea

### MĂRIMI



## 170. CIORAPI COMPRESIVI GRAVIDE MEDICINALI

### DESCRIERE

☛ Linia Clasică de ciorapi cu compresie gradată este confecționată din fibre elastice de calitate superioară cu înveliș dublu, pentru garanția confortului și rezistenței.

☛ Ciorapi pantalon pentru gravide, de 70 DEN, compresie gradată, 12-17mm Hg la nivelul gleznei.

☛ Chilot cu partea abdominală extra large. Călcâi anatomic, cu întărire pentru o potrivire perfectă.

### INDICAȚII

☛ Preventivi, concepuți pentru femeile gravide și cu probleme circulatorii ușoare, vene varicoase





## PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

*Utilizând produsele pentru îngrijire la domiciliu pacienții și aparținătorii pot preveni apariția unor complicații. Aceste produse mai au rolul de a oferi pacienților o independență, o siguranță în desfășurarea activităților cotidiene și nevoilor personale ușurând și procesul de îngrijire, astfel ele cresc calitatea vieții.*



## 171. SALTEA ANTIDECUBIT CU COMPRESOR

### DESCRIERE

- ☛ Această saltea are 130 de celule cu bule de aer (tip fagure) care se umflă și se dezumflă în scopul prevenirii apariției escarelor. Cele două capete unde nu sunt buline cu aer pot fi introduse sub salteaua patului pentru o fixare mai stabilă. Presiunea este generată de un compresor, și poate fi reglată intensitatea ei. Compresorul este mic, nu ocupă mult spațiu, are consum energetic redus și poate fi agățat pe pat.
- ☛ Sistemul are inclus și un kit de reparație.
- ☛ Greutate maximă utilizator: 110kg.

### INDICAȚII

- ☛ pacienți imobilizați la pat
- ☛ prevenirea și terapia leziunilor de decubit de gradul 1

### MĂRIMI

- ☛ dimensiunea saltelei: 200 cm x 90 cm x 6,5 cm (umflată) + porțiuni sus și jos care nu se umflă și se introduc sub salteaua patului
- ☛ debitul de aer: >4,5 litri/minut
- ☛ presiunea reglabilă: 45 mmHg - 110 mmHg
- ☛ durata ciclului alternativ de umflare/dezumflare: 10-12 minute
- ☛ nivel de zgomot: < 36 dBA
- ☛ tensiune alimentare compresor (pompa) : 220 V / 50 Hz
- ☛ consum energetic: 7W
- ☛ siguranță fuzibilă de protecție 1A



## 172. SALTEA ANTIDECUBIT CU COMPRESOR

### DESCRIERE

- ☛ Această saltea utilizează 17 tuburi de aer care se umflă alternativ pentru prevenirea apariției escarelor. Cele două capete unde nu sunt tuburi de aer pot fi introduse sub salteaua patului pentru o fixare mai stabilă. Presiunea este generată de un compresor, și poate fi reglată intensitatea ei. Este ideală pentru prevenirea escarelor de gradul I și II.
- ☛ Sistemul are inclus și un kit de reparație.
- ☛ Greutate maximă utilizator: 140kg.

### INDICAȚII

- ☛ pacienți imobilizați la pat
- ☛ prevenirea și terapia leziunilor de decubit de gradul 1 și 2

### MĂRIMI

- ☛ dimensiunea saltelei: 200 cm x 90 cm x 6,5 cm (umflată) + porțiuni sus și jos care nu se umflă și se introduc sub salteaua patului
- ☛ debitul de aer: >4,5 litri/minut
- ☛ presiunea reglabilă: 45 mmHg - 110 mmHg
- ☛ durata ciclului alternativ de umflare/dezumflare: 10-12 minute
- ☛ nivel de zgomot: < 36 dBA
- ☛ tensiune alimentare compresor (pompa) : 220 V / 50 Hz
- ☛ consum energetic: 7W
- ☛ siguranță fuzibilă de protecție 1A



## 173. PERNĂ ROTUNDĂ ANTIESCARE DE DECUBIT SACRU

### DESCRIERE

- ☛ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit circulația aerului.
- ☛ Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

### INDICAȚII

- ☛ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit din zona pelviană, la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților

### MĂRIMI

- ☛ Diametru: 50 cm.
- ☛ Înălțime: 8 cm.



## 174. PERNĂ ROTUNDĂ ANTIESCARE DE DECUBIT CĂLCĂI/COATE

### DESCRIERE

- ☛ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit circulația aerului.
- ☛ Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

### INDICAȚII

- ☛ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit din zona călcâielor, coatelor, umerilor, la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților

### MĂRIMI

- ☛ Diametru: 25 cm.
- ☛ Înălțime: 4,5 cm



## 175. PERNĂ ROTUNDĂ ANTIESCARE DE DECUBIT

### DESCRIERE

● Pernă din spumă de poliuretan, cu formațiuni paralelipipedice de 4 cm înălțime pe toată suprafața, care permit circulația aerului.  
● Dispune de o husă textilă. Datorită formațiunilor paralelipipedice, la orice mișcare a corpului, punctele de presiune se modifică, împiedicând apariția escarelor.

### INDICAȚII

● Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la utilizatorii de fotoliu rulant și optimizarea confortului pacienților

### MĂRIMI

● Dimensiuni: 40 cm x 40 cm x 8 cm.



## 177. PERNĂ CILINDRU SCURT

### DESCRIERE

● Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi de spumă poliuretanică, care permit circulația aerului. Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

### INDICAȚII

● Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților

### MĂRIMI

● 14 cm x 30 cm



## 176. PERNĂ CERVICALĂ

### DESCRIERE

● Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit circulația aerului.  
● Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

### INDICAȚII

● Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților

### MĂRIMI

● Diametru: 50 cm.  
● Înălțime: 8 cm.



## 178. PERNĂ CILINDRU LUNG

### DESCRIERE

● Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi de spumă poliuretanică, care permit circulația aerului. Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

### INDICAȚII

● Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților

### MĂRIMI

● 14 cm x 50 cm





## 179. PERNĂ PENTRU MEMBRE

### DESCRIERE

☛ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi de spumă poliuretanică, care permit circulația aerului. Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

### INDICAȚII

☛ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit de la nivelul membrelor, la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților

### MĂRIMI

☛ 75 cm x 27 cm x 30 cm



## 181. ALEZĂ IMPERMEABILĂ

### DESCRIERE

☛ Protecție impermeabilă reutilizabilă pentru saltea. Material din 50% bumbac, 50% polyester. Cearșaful are un strat protector, care este rezistent la apă

### INDICAȚII

☛ Este utilizat în împiedicarea pătrunderii lichidelor în saltea, astfel previne umezeala, mirosurile neplăcute și confer salteii o utilizare dură

### MĂRIMI

☛ 100\*150 cm



## 180. CEARȘAF IMPERMEABIL CU ELASTIC

### DESCRIERE

☛ Protecție impermeabilă reutilizabilă pentru saltea. Material din 50% bumbac, 50% polyester. Cearșaful are un strat protector, care este rezistent la apă, este prevăzut cu un elastic pe margini pentru o fixare mai ușoară de saltea.

### INDICAȚII

☛ Este utilizat în împiedicarea pătrunderii lichidelor în saltea, astfel previne umezeala, mirosurile neplăcute și conferă salteii o utilizare durabilă

### MĂRIMI

☛ 100\*200 cm

☛ 140\*200 cm



## 182. SCAUN WC CAMERĂ

### DESCRIERE

☛ scaun WC camera 4 în 1 confecționat din aluminiu anodizat ajustabil în înălțime cu mâner  
 ☛ capătul inferior este prevăzut cu amortizoare din cauciuc cu proprietăți antiderapante care pot fi înlocuite  
 ☛ scaun din vinil și găleată din plastic  
 ☛ 4 funcții: funcție wc, scaun de camera, scaun de siguranță, scaun pentru duș  
 ☛ Greutate maximă susținută: 130 kg

### INDICAȚII

☛ pentru persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare etc.)  
 ☛ pentru persoane cu posibilitate limitată de deplasare  
 ☛ postoperator  
 pentru persoane cu amputații de membru inferior

### MĂRIMI

☛ înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 45 până la 55 cm



## 183. ÎNĂLȚĂTOR PENTRU TOALETĂ

### DESCRIERE

Prin utilizarea elementului pentru înălțare WC, înălțimea de așezare poate fi crescută cu 10 cm. Cu ajutorul sistemului simplu de fixare, elementul pentru înălțare WC poate fi montat în condiții de siguranță și rapid la vasul WC.

Greutate: 1,6 kg.

Capacitatea maximă de încărcare: 130 kg.

### INDICAȚII

Se utilizează de către persoanele cu dificultăți la așezare sau după intervenții chirurgicale la nivelul articulației coxo-femorale

### MĂRIMI

10 cm

15 cm



## 185. PLOSCĂ CU CAPAC

### DESCRIERE

Confecționată din material plastic, dur, rezistent, ușor de curățat. Plosca este prevăzută cu capac.

### INDICAȚII

Ploscă pentru bărbați/femei utilizat în scopul colectării urinei, destinat persoanelor imobilizate și nedeplasabile

fașă elastică



## 184. URINAR PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI

### DESCRIERE

Confecționat din material plastic, dur, rezistent, ușor de curățat. Capacitate: 1 L. Urinarul este prevăzut cu capac.

### INDICAȚII

Urinar pentru bărbați/femei utilizat în scopul colectării urinei și a fecalelor, destinat persoanelor imobilizate și nedeplasabile



## 186. PERNĂ GEL RECE-CALD

### DESCRIERE

Recomandat rece în tratamentul leziunilor musculare, ale ligamentelor și ale tendoanelor, și pentru reducerea edemului. Recomandat cald în cazul micilor dureri musculare și rigidității și spasmelor musculare. Micșorează semnificativ disconfortul pacientului și protejează pielea.





### 187. FAȘĂ ELASTICĂ

#### DESCRIERE

Gradul de compresie poate fi amplificat prin combinarea cu un bandaj adițional. Economică, își păstrează elasticitatea timp îndelungat și nu se deteriorează la purtare, este 80% extensibilă, poate fi spălată la 60 °C și sterilizabilă (cu aburi la 134 °C). Compoziție: 69% bumbac, 31% poliamida

#### INDICAȚII

Tratamentul afecțiunilor venoase și contenție în cazul activității sportive, sau al unor deficiențe ale aparatului locomotor

#### MĂRIMI

10 cm x 5 m



### 189. PEDALIERĂ

#### DESCRIERE

Exercițiile cu pedalierea sunt ideale pentru întărirea musculaturii membrilor superioare și inferioare, dar și pentru menținerea mobilității articulare. Există posibilitate de a regla rezistența prin ajutorul unui mâner.

#### INDICAȚII

- în tratamentul de recuperare în diverse afecțiuni ortopedice;
- în tratamentul de recuperare după pareze ale membrilor superioare și inferioare
- pentru recreere



### 188. FAȘĂ ELASTICĂ AUTOADEZIVĂ

#### DESCRIERE

Fașă elastică autoadezivă cu o elasticitate cca 90 %; cu tracțiune scurtă; aderă numai de sine însăși; permeabilă pentru aer; absorbantă și bine suportată de piele; poate fi sterilizată în autoclav; permite trecerea razelor Röntgen.

#### INDICAȚII

Tratamentul afecțiunilor venoase și contenție în cazul activității sportive, sau al unor deficiențe ale aparatului locomotor

#### MĂRIMI

10 cm\* 4 m



### 190. SCĂRIȚĂ PENTRU RIDICARE DIN PAT

#### DESCRIERE

Scărița se folosește pentru a ajuta pacienții în a se ridica în așezat pe pat, ea se leagă de capătul sau de picioarele patului.

#### INDICAȚII

Este indicat acelor pacienți, care au mobilitate redusă, sunt imobilizate la pat pe termen scurt sau lung, pentru a spori gradul lor de independență

#### MĂRIMI

- Lungime: 195 cm
- Diametru: 2,8 cm
- Greutate produs: 0,286 kg



## 191. TENSIOMETRU DE BRAȚ

### DESCRIERE

❖ Tensiometrul Microlife BP B2 Basic este un tensiometru care permite o măsurare corectă și precisă a tensiunii arteriale la domiciliu. Tensiometrul BP B2 Basic înregistrează până la 30 valori ale tensiunii arteriale și este dotat cu tehnologia "PAD" (Pulse Arrhythmia Detection) pentru detectarea din timp a aritmiilor, adică a bătailor neregulate ale inimii.

❖ Acuratețea tensiometrului BP B2 Basic este validată clinic prin protocolul BHS (Societatea Britanică de Hipertensiune Arterială) unde a obținut scorul maxim de A/A.



## 193. MINGE REABILITARE CU ȚEPI

### DESCRIERE

❖ Fabricat din cauciuc cu suprafață cu țepi, este recomandată pentru îmbunătățirea circulației sanguine, stimulează zonele reflexogene, dezvoltă percepția senzorială, utilă pentru masaj și tonifiere atât la patologii post-traumatice cât și la afecțiuni neurologice. Acest tip de minge se poate folosi pentru reabilitare și pentru masaj pe întreg corpul.



## 192. STETOSCOP

### DESCRIERE

❖ Se utilizează pentru ascultarea inimii, plămânilor și a altor organe interne. Stetoscop cu tubulatură dublă având sensibilitate ridicată, conceput pentru orice tip de ascultare. Cu ajutorul acestuia se pot distinge clar atât frecvențele joase cât și cele înalte și se pot auzi chiar și cele mai slabe sunete.

❖ Pachetul conține 3 perechi de olive cu forme și dimensiuni diferite, 3 piese de ascultare și 2 diafragme (mică și mare)



## 194. APARAT AEROSOL

### DESCRIERE

❖ Presiune de lucru: aprox. 0.8-1.45 bar

❖ Cantitate mare de particule respirabile (>0.18 ml/min)

❖ Ideal pentru copii

❖ Dezinfectabil

❖ Alimentare de la rețea

❖ Beneficiază de numeroase accesorii (piese bucale, mască pentru adulți, mască pentru copii, adaptor, geanta)

### INDICAȚII

❖ Astm

❖ Bronșită

❖ Laringită

❖ Infecții respiratorii



## 195. TERMO-HIGROMETRU

### DESCRIERE

- Intervalul de măsurare a temperaturii - 0 - 50° C.
- Acuratețea măsurătorii +/- 0.1° C.
- Intervalul de măsurare a umidității - 20 - 95%.
- Afișează temperatura și umiditatea maximă/minimă.
- Afișaj cu emoticoane: 20 - 25° C, umiditate 30 - 60% (ideal); orice temperatură, umiditate <30% (uscat); orice temperatură, umiditate >60% (umed).
- Comutare ° C/° F.
- Ecran mare, ușor de citit.
- Poate fi atașat la perete, cu ajutorul accesoriilor incluse.
- Dimensiuni - 9.9 x 8.1 x 1.1 cm.
- Greutate - 70 g.
- Include 1 baterie CR2025.

### INDICAȚII

- Dispozitiv precis pentru măsurarea temperaturii și umidității ambientale



## 197. BANDA KINESIOLOGICA

### DESCRIERE

Kinesio tape-ul Dream K Tribe este nouă gama de tape-uri lansată de către Sixtus (furnizorul nr 1 de produse de medicină sportivă din Italia), și este foarte popular în rândul cluburilor și atleților de top la nivel mondial.

Caracteristici:

- Elasticitate: 140%;
- Material: Bumbac;
- Rezistent la apa;
- Nu conține latex;
- Hipoalergenic, adeziv acrilic;

### INDICAȚII

- Patologii ortopedice, neuromusculare, neurologice
- Terapia durerii
- Drenaj limfatic

### MĂRIMI

- Dimensiuni: 5 cm x 5 m



## 196. DIFUZOR AROME-UMIDIFICATOR PRIN ULTRASUNETE

### DESCRIERE

- Compatibil pentru uleiurile aromatate solubile în apă
- Cu lumină colorată alternativă, cu LED
- Posibilități multiple de amplasare datorită USB-ului
- Funcționare cu o treaptă
- Indicat pentru suprafețe de cca. 10 mp
- Funcționare foarte silențioasă
- Capacitate rezervor 80 ml
- Cu 2 opțiuni de alimentare cu tensiune: interfață USB sau cablu USB (incluse ambele)
- Aprox 5 Watt

### INDICAȚII

- Nivel de umiditate în aer redus
- Aromaterapie



## 198. COSTUME ȘI BONETE MEDICALE

### DESCRIERE

- Costume, bonete medicale din material comod, care nu se șifonează ușor.
- Culori uni, sau cu ovarietate largă de modele (flori, animale, buline, etc.). Material din 96% bumbac- 4% polyester sau stretch (35% bumbac- 65% polyester).
- Gamă bogată: fuste, pantloni, molton, halat- închidere cu capse, halat-inchidere cu fermoar, fără închidere, pantaloni cu șnur sau fără șnur.



## PRODUSE NATURISTE

*Produse pe bază de plante medicinale, tincturi, uleiuri de semințe presate la rece, extracte uleioase, siropuri, fructe, cosmetice, unguente care constituie o îmbinare între experiență fitoterapeutică tradițională și rezultatele practicii medicale moderne, confirmate.*



## 199. PICĂTURI-EXTRACT DIN SEMINTE DE GRAPEFRUIT BIO

### DESCRIERE

Preparat pentru fortificarea sistemului imunologic împotriva virusurilor și ciupercilor. Preparat cu proveniență ecologică. Contribuie la echilibrul microbiologic al organismului.

### INDICAȚII

- tulburări abdominale, balonare
- diaree, intoleranța alimentară, intoxicații alimentare
- paraziți, bacili, virusuri, micoze
- infecțiile bucale, depuneri de placa dentară, probleme gingivale
- probleme genitale cronice
- efect antihistaminic, în tratarea alergiilor
- imunostimulent
- diuretic natural
- are efect puternic de curățare a sistemului limfatic
- antioxidant
- eliminare a bilei astfel ajută la detoxifierea ficatului
- ameliorarea apetitului copiilor
- în infecția cronică a prostatei are efect benefic
- scade nivelul de colesterol
- poliartrită reumatoidă
- unele boli autoimune

### MĂRIMI

• 30 ml



## 200. TINCTURĂ CU RIDICHE NEAGRĂ

### DESCRIERE

- Extract etanol-apă de ridiche neagră
- 21 de picături conțin 240 mg ridiche neagră

### INDICAȚII

- Poate ajuta funcționarea organelor excretoare: piele, plămâni, rinichi, bilă și intestine. Poate împiedica formarea calculilor (biliari și renali)
- Poate facilita procesele digestive

### MĂRIMI

• 30 ml



## 201. TINCTURĂ CU PLĂMÂNĂRICĂ

### DESCRIERE

Extract în etanol și apă de cimbrisor, lichen islandez (lichen de piatră), coada șoricelului, coada calului, pătlagină, salvie (Salvia officinalis), frunze de nalbă mare și plămânărică. (21 de picături de preparat conțin 9,45 mg de cimbrisor, 8 mg lichen islandez și câte 7 mg de coada șoricelului, coada calului, pătlagină, salvie (Salvia officinalis), frunze de nalba mare și plămânărică.)

### INDICAȚII

- Poate ameliora dificultățile respiratorii, tusea, laringita și faringita, răgușeala, răceala, sau gripa
- Poate contribui la desconggestionarea mucusului acumulat și ajută la crearea unui strat protector pe țesuturile inflamate

### MĂRIMI

• 50 ml



## 202. TINCTURĂ VENUS

### DESCRIERE

Extract în etanol și apă din coada șoricelului, crețșoară, traista ciobanului (coada șoricelului conține ulei esențial azulenă). Doza zilnică 1-2x21 picături. Crețșoara conține taninuri, iar traista ciobanului conține flavonoide. 42 de picături de preparat, conțin 45 mg coada șoricelului, 45 mg crețșoară, și 30 mg traista ciobanului.

### INDICAȚII

- Poate facilita funcționarea ovarului și reglează cursul ciclului menstrual
- Ameliorează problemele vârstei schimbătoare

### MĂRIMI

• 50 ml





## 203. TINCTURĂ ANTI-NEVROZITATE

### DESCRIERE

☛ Soluție alcoolică de frunze de roiniță, valeriană, flori de lavandă. Valeriana facilitează funcționarea sistemului nervos, substanța activă a roiniței este acidul rozmarin, iar lavanda este o plantă cu conținut de ulei esențial (linalool). Zilnic, înainte de masă, 3 x 25 picături diluate în 100 ml apă, 75 de picături conțin 600 mg frunze de roiniță, 80 mg valeriană, 20 mg flori de lavandă.

### INDICAȚII

☛ Poate avea efect calmant, spasmolitic și analgezic (pt. mușchii netezi al sistemului digestiv și al uterului). Pentru tratarea situațiilor de stres și insomnie. Nu are efect narcotic, nu există riscul formării dependenței, nu limitează puterea de concentrare. Pentru ameliorarea tensiunii nervoase și musculare

### MĂRIMI

☛ 50 ml



## 204. TINCTURĂ SOLIDAGO

### DESCRIERE

☛ Coada calului conține acid silicic, solidago conține flavonoizi și saponină triterpen. 120 de picături de produs conține câte 1g de coada calului și 1g solidago.  
☛ Doza zilnică: 3x40 picături.

### INDICAȚII

☛ Poate facilita funcția de extracție a rinichiului, diminuând riscul formării calculului și nisipului renal. Are efect diuretic, ameliorând riscul formării edemelor cauzate de reținerea urinei

### MĂRIMI

☛ 50 ml



## 205. TINCTURĂ ECHINACEEA CU USTUROI

### DESCRIERE

☛ Usturoiul conține alicină, în timp ce echinacea roșie (echinacea purpurea) conține carbohidratul numit arabinogalactan. 45 picături de preparat conțin: usturoi: 546 mg floare de echinacea roșie: 100 mg rădăcină de echinacea roșie: 50 mg.  
☛ Doza zilnică: 3x15 picături.

### INDICAȚII

☛ Contribuie la funcționarea corespunzătoare al sistemului imunologic al organismului  
☛ Recomandat la bolile virale, la combaterea infecțiilor bacteriene, la afecțiunile inflamatorii. Reduce simptomele febrei de fân, a alergiei și astmei  
☛ Crește imunitatea, efect puternic împotriva bolilor contagioase  
☛ efect de curățare a sistemului sanguin și limfatic, ajută splina, crește nivelul leucocitelor, scade oboseala cronică în tratarea alergiei, post radioterapie, scade efectele secundare a terapiei

### MĂRIMI

☛ 50 ml



## 206. MERIȘOARE DESHIDRATATE PRIN CONGELARE

### DESCRIERE

☛ Felii de merișoare deshidratate prin congelare 100. Umiditate: <5%, Conținut energetic 1200 kJ 286,61 kcal, Glucide 30,25 g, Proteine. 2,69 g, Lipide. 5,38 g, Sodiul: 0,01 g. Deshidratarea prin congelare este un procedeu extrem de protejant, prin care proprietățile naturale ale fructelor, culoarea, gustul, aroma, respectiv conținutul de substanțe minerale și vitamine rămân neschimbate. În cursul prelucrării nu sunt utilizați coloranți, conservanți și aditivi alimentari. Pentru prepararea a 100 g de produs deshidratat prin congelare sunt folosite 800 g de merișoare proaspete.

### INDICAȚII

☛ Au efect antiinflamator, antioxidant excelent, întăresc sistemul imunitar

### MĂRIMI

☛ 25 g



## 207. CĂPȘUNI DESHIDRATAȚI PRIN CONGELARE

### DESCRIERE

☛ Felii de căpșuni deshidratați prin congelare 100%. Umiditate: <5%, Conținut energetic 1200 kJ 286,61 kcal, Glucide 50,9 g, Proteine. 7,6 g, Lipide: 3,7 g, Fibre alimentare 15,1 g, Substanțe minerale: 4,6 g, Sare 0,03 g. Deshidratarea prin congelare este un procedeu extrem de protejant, prin care proprietățile naturale ale fructelor, culoarea, gustul, aroma, respectiv conținutul de substanțe minerale și vitamine rămân neschimbate. În cursul prelucrării nu sunt utilizați coloranți, conservanți și aditivi alimentari. Pentru prepararea a 100 g de produs deshidratat prin congelare sunt folosite 1000 g de căpșuni proaspete.

### INDICAȚII

☛ Căpșunile conțin o cantitate mare de vitamina C, E, B1, B2, B6, K, PP, antioxidanți și acid folic. De asemenea, sunt o bună sursă de fier, calciu și magneziu

### MĂRIMI

☛ 25 g



## 209. ULEI DE MAC NATURAL, PRESAT LA RECE

### DESCRIERE

☛ Ulei natural, presat la rece. Acizi grași saturați: 7,6 g Acizi grași mononesaturați: 26,6 g, Acizi grași polinesaturați: 54,9 (omega-6: 73,6 g)

### INDICAȚII

- ☛ este benefic pentru sistemul osos
- ☛ este bogat în: fosfor, potasiu, magneziu, fier
- ☛ efect tranchilizant, sedativ, antispastic, antialgic, anti-diareic
- ☛ ajută la producția sucului digestiv, reduce simptomele efectele asmei bronșic, rinoree, scade epuizarea psihică
- ☛ sindromul postmenstrual

### MĂRIMI

☛ 150 ml



## 208. ULEI DE SEMINȚE DE ARMURARIU

### DESCRIERE

☛ Ulei natural, presat la rece. Acizi grași saturați: 18,5 g Acizi grași mononesaturați: 26,6 g, Acizi grași polinesaturați: 54,9 (omega-6: 54,9 g, omega-3: 0,9 g)

### INDICAȚII

☛ Pentru detoxicarea ficatului și al sistemului digestiv, purificarea ficatului de substanțe nocive, chimicale, reziduuri de medicamente

### MĂRIMI

☛ 150 ml



## 210. CREMA ULEIOASĂ CU EXTRACT DE LUMINIȚĂ ȘI RODIE

### DESCRIERE

☛ Aqua, Evening Primrose (Oenothera Biennis) Oil, Chitosan Glycolate, Glycerol Stearate, Punica Granatum Fruit (Pomegranate) Extract, Calendula Officinalis (Marigold) Flower Extract, Beeswax, Cetyl/Ttearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Urea, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Butyrospermum Parkii (Heabutter), Cetearth-25, Carbomer, Isopropyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Zinc Stearate, Xanthan Gum, Sodium Chloride (Maris Sal), Iloain, Sodium hydroxide, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil, Melissa Officinalis (Lemon Grass) Leaf oil, Citrus Aurantium (Orange) Peel Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract, Limonene\*, Linalool, Citrai \* componenta naturală a uleiului esențial.

### INDICAȚII

☛ Cremă generală de îngrijire a pielii, recomandată pentru pielea uscată, cu probleme

### MĂRIMI

☛ 100 ml





## 211. CREMĂ PENTRU MOBILITATE

### DESCRIERE

◀ Aqua, Chitosan Glycolate, Glyceryl Stearate SE, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Isopropyl Alcohol, Ceteareth-25, Beeswax, Cetyl/Stearyl Alcohol, P-Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Glycerin, Urea, Soldiago Virgaurea Subsp. Gigantea Extract, Bambusa Vulgaris Extract, Harpagophytum Procumbens Extract, Cocos Nucifera Oil, Bassica Alba Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Sheabutter), Evening Primrose Oil, Equisetum Arvense Extract, Thymus Vulgaris Extract, Carbomer, Laurus Nobilis Oil, Piper Nigrum Fruit Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Zinc Stearate, amphohr, Acetyl Glucosamine, Pinus Sylvestris Oil, Rosmarinus Officinalis Oil, Xanthan Gum, Menthol, Allantoin, Pinus Pumilionis Oil, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Collagen, Helianthus Annus Seed oil (and) Rosmarinus Officinalis Leaf, Ubiquinone (Q10), Hidrolyzed Hyaluronic Acid, Eugenol\*, Geraniol\*, Limonene\*, Linalool\*. \* componenta naturală a uleiului esențial.

### INDICAȚII

◀ Cu ulei de foi de dafin și semințe de muștar, cu puterea a 27 substanțe active. Utilizabilă pe scară largă împotriva durerilor musculo-scheletale, articulare, a tendoanelor și în cazul patologiilor reumatice. În cazul durerilor care iradiaza în diferite regiuni ale corpului: gât, umeri, spate. Este antiinflamator eficient. Aplicați de mai multe ori pe zi pe suprafața de piele dorită, masând ușor în piele. Eficacitatea poate fi sporită aplicând-o sub formă de comprese.

### MĂRIMI

◀ 100 ml



## 212. CREMĂ VENOHERB

### DESCRIERE

◀ Aqua, Aesculus Hippocastanum Extract, Herbal Complex (Alcohol, Elettaria Cardamomum Extract, Plantago Major Extract, Carthamus Tinctorius Extract, Agrimonia, Eupatoria Extract, Capsella Bursa Patoris Extract, Alchemilla Vulgaris Extract), Glyceryl Stearate SE, Amica Montana Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetyl/Stearyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Beeswax, Calendula Officinalis Flower Extract, Cocos Nucifera Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Urtica Dioica Extract, Rosmarinus Officinalis Oil and Leaf extract, Zinc Stearate, Lamiaceae, Thymus vulgaris oil, Laurus Nobilis Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Helianthus Annus Seed Oil, Eugenol \*, Li monene, Linalool \* componenta naturală a uleiului esențial.

### INDICAȚII

◀ Cu ulei de castane sălbatice și semințe de struguri, cu puterea a 19 substanțe active. Cremă cu compoziție specială, cu extracte de plante. Recomandat în cazul variceei, sau la picioarele oboseite și tensionate, edeme, umflături și hemoroizi. Conține tinctură de plante medicinale unice, cu conținut de cardamom, pătlăgină, sofrănel, brusture, traista ciobanului și crețșoară

### MĂRIMI

◀ 100 ml



## 213. FLAVINULIN

### DESCRIERE

◀ Scoruș negru, rodie, coacăze negre, vișine, cireșe, concentrat de mere, glicerină, concentrat de cicoare (inulină). Glucide: 58 g (sub formă defructoză) Fibre alimentare: 4,2 g.

### INDICAȚII

◀ Pentru asezonarea iaurtului, a fulgilor de cereale, sau ca atare, cu lingurița, sau cu lingurița moca pentru copii. Preparat din fructe cu conținut ridicat de antioxidanți!

### MĂRIMI

◀ 150 ml



# COLABORATORI

amoena



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



*Chrisofix*<sup>®</sup>

*DONJOY*



*LucRo*  
by *schein*



*Otto Bock*  
QUALITY FOR LIFE

*Pennine*  
HEALTHCARE

*Pharmatextil*



REH4MAT

*REX-SAN*  
MEDICAL DEVICES

**TRIAMED**

**WAGNER**  
POLYMERTechnik

[www.atomedicalvest.ro](http://www.atomedicalvest.ro)

## **ORADEA**

str. Louis Pasteur nr. 58  
(vis-a-vis de Spitalul Județean), jud. Bihor  
**Tel.:** 0259 267 817  
**Mobil:** 0736 645 214  
**E-mail:** office@atomedicalvest.ro

## **CLUJ NAPOCA**

str. Nicolae Pascaly, nr. 5, Spațiu Comercial nr.2, Bloc S2 (între Centrul Medico-Chirurgical Interservisan Gheorgheni și Farmacia Richter), jud. Cluj  
**Tel.:** 0264 702 814  
**Mobil:** 0720 535 196  
**E-mail:** office.cluj@atomedicalvest.ro

## **CRAIOVA**

Bld. 1 Mai, nr.30, fost Bld. Maresal Ioan Antonescu nr. 56  
(lângă Policlinica Centrală Vlăescu), jud. Dolj  
**Tel.:** 0251 708 166  
**Mobil:** 0720 535 188  
**E-mail:** office.craiova@atomedicalvest.ro

## **HUNEDOARA**

str. George Enescu nr. 3, bl. 3, ap.1 (vis-a-vis de pizzeria Roma),  
jud. Hunedoara  
**Tel.:** 0354 419 999  
**Mobil:** 0720 047 486  
**E-mail:** office.deva@atomedicalvest.ro

## **IAȘI**

Str Cloșca Nr. 10, Bl. C3, Parter (în spatele pizzeriei Mamma Mia de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, lângă fosta Casă de Modă), Jud. Iași  
**Tel.:** 0232 234 772  
**Mobil:** 0745 474 466  
**E-mail:** office.iasi@atomedicalvest.ro

## **SATU MARE**

str. Gheorghe Lazăr nr. 1, ap. 28 (lângă Poliție, între Farmacie și Policlinica Veche),  
jud. Satu Mare  
**Tel.:** 0261 726 101  
**Mobil:** 0737 518 461  
**E-mail:** office.satu-mare@atomedicalvest.ro

## **ZALĂU**

str. Sfânta Vineri, nr. 22, bl. A11., sc. A, ap. 3, jud. Sălaj  
**Tel.:** 0260 610 233  
**Mobil:** 0737 518 456  
**E-mail:** office.zalau@atomedicalvest.ro

[www.atomedicalvest.ro](http://www.atomedicalvest.ro)  
[webshop@atomedicalvest.ro](mailto:webshop@atomedicalvest.ro)

ATOMEDICAL VEST este o societate specializată în domeniul comercializării și producției de dispozitive medicale la cele mai înalte standarde, autorizată de Ministerul Sănătății și acreditată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.